

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche  
eléctrico Plus

Doble

Uso con cable



SCF393/11



## Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido\*.

Sea parte de una nueva era de extracción de leche, con un equilibrio perfecto de succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural de beber de los bebés. El sacaleches eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente a la forma y tamaño de su pezón.

### Personalized

- Funda del sacaleches y bolsa de transporte
- Cantidad de piezas mínima y configuración intuitiva
- Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar (uso con cable)
- Función de pausa/reproducción
- Experiencia personalizada, 8 + 16 niveles de ajuste
- Función de la memoria

### Suave y cómodo


- Cojín de silicona suave y adaptable de talla única
- Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

### Extracción rápida, más leche en menos tiempo\*

- Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido\*


## Destacados

### Flujo de leche más rápido\*



Extraiga más leche en menos tiempo\* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).\*

### Se adapta al pezón



Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98% de los tamaños\* (hasta 30 mm).

### Siéntese cómodamente



Siéntese relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada\*. Basado en los resultados de los ensayos

clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90% asegura sentirse cómoda en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95% afirma lo mismo con el extractor eléctrico doble.

### Personalícelo según sus necesidades



Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 de extracción para una experiencia personalizada.

### Limpie y configúrelo fácilmente



Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. La menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.

### Guarde su configuración favorita



¿Sabe lo que le gusta? El sacaleches guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.

### Funda del sacaleches y bolsa de transporte



Use la funda hecha a medida y la bolsa aislante para llevar la bomba con usted y minimizar el bulto.

### Extraiga con discreción



Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño delgado. Solo para uso con cable.

### Haga una pausa cuando lo desee



Si necesita configurarlo o tomar un descanso, el botón de inicio/pausa siempre estará al alcance de su mano.

# Especificaciones

## Potencia eléctrica

Tensión de la red eléctrica: 100 – 240 V

## Material

Sacaleches: Sin BPA\* (solo piezas en contacto con alimentos)

## Qué se incluye

Bolso de viaje: 1 piezas  
Biberón de 4 oz con tetina de Om+: 2 piezas  
Protectores mamarios desechables: 2 piezas  
Kit de extracción: 2 piezas  
Funda aislante: 1 piezas  
Unidad motora (solo para uso con cable):

1 piezas

Disco sellador: 2 piezas

Adaptador micro USB (uso con cable): 1 piezas

## Funciones

Almohadilla suave y adaptable: Estimulación suave



\* Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])<sup>\*</sup> del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018)

\* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

\* Según los resultados del cuestionario de 1000 almohadillas del ensayo clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019)

\* Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011