

PHILIPS

AVENT



Električna izdajalica

Jednostruka

Upotrijebiti uz kabel



SCF395

Inspirirano bebama, izrađeno za mame

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka*

Zakoračite u novo doba izdajanja uz električnu izdajalicu Avent tvrtke Philips. Savršena ravnoteža usisa i stimulacije bradavice, nadahnutu bebinim prirodnim ritmom pijenja s mekanim jastučićem koji se nježno prilagođava veličini i obliku vaše bradavice. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.

Ostale prednosti

- Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu beb

Prilagođeno

- Minimalan broj dijelova i intuitivno postavljanje
- Bešuman motor za diskretno iskustvo gdje god se nalazili (uporaba s kabelom)
- Funkcija pauziranja/rada
- Personalizirano iskustvo, 8 + 16 razina postavki
- Funkcija memorije

Nježna i udobna

- Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić
- Izdajajte bez naginjanja naprijed

Brzo izdajanje, više mlijeka u kraćem roku*

- Tehnologija prirodnog kretanja za brz protok mlijeka*

Pronalaženje prave dude je važno

Istaknute znač.

Brz protok mlijeka*



Izdajite više mlijeka u kraćem roku* uz pomoć jastučića koji stimulira dojku da izdaja mlijeko poput bebe. Besprijeckorno se prebacuje iz načina rada stimulacije u način rada izdavanja, a primjenjuje upravo pravu količinu pritiska stimulacije bradavica i sile usisa za maksimalni protok mlijeka. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa za izdavanje mlijeka – MER).*

Prilagodava se vašoj bradavici



Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagodava vašoj bradavici. Pristaje 99,98 % veličina bradavica* (do 30 mm).

Pronalaženje pravog sisača je važno



Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Udobno se smjestite



Osjećajte se opušteno dok izdajate, zahvaljujući dizajnu koji vam omogućuje da sjedite uspravno umjesto da se morate nagnuti naprijed. Nema potrebe za nagnjanjem naprijed, klinički dokazan udoban položaj za izdavanje.* Utemeljeno na rezultatima kliničkih ispitivanja proizvoda u kojima je sudjelovalo 20 sudionica (2019.), 90 % sudionica smatralo je da je položaj za izdavanje udoban (jednostrana električna izdajalica), a 95 % sudionica smatralo je da je položaj za izdavanje udoban (dvostrana električna izdajalica).

Prilagodena vašim potrebama



Fino podesite svako izdavanje prema svojim potrebama sa širokim rasponom postavki stimulacije i izdavanja. Naše izdajalice nude 8 postavki za stimulaciju i 16 postavki za izdavanje za personalizirano iskustvo.

Diskretno iskustvo bilo gdje



Izdajajte kad god i gdje god to želite zahvaljujući bešumnom motoru tankog dizajna. Uporaba isključivo s kabelom.

Jednostavno čišćenje i postavljanje



Naš zatvoreni sustav izdavanja znači da se mlijeko ne zadržava u cijevima pa vam ostaje manje za čišćenje. A i manji broj dijelova također olakšavaju ponovno sastavljanje.

Istaknute znač.

Pauzirajte kad god to želite



Želite li se namjestiti ili jednostavno pauzirati, gumb za pokretanje/pauziranje uvijek vam je nadohvat ruke.

Spremite svoje omiljene postavke



Znate što volite? Izdajalica se automatski sjeća vaših posljednjih postavki, sve što trebate učiniti jest sjesti i pritisnuti gumb za pokretanje.

Pronađite odgovarajuću brzinu protoka sisača



Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.

Specifikacije

Snaga

Napon: 100 - 240 V

Materijal

Izdajalica: Ne sadržava BPA* (samo dijelovi koji dolaze u dodir s hranom)

Što se nalazi u paketu

Jednokratni jastučići za dojke: 2 kom.

Komplet za izdajanje: 1 kom.

Motorna jedinica (uporaba isključivo s kabelom): 1 kom.

Disk za zatvaranje: 1 kom.

Mikro USB adapter (uporaba s kabelom): 1 kom.

Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka: 5

komada

Boca od 4 oz: 1 komad

Sisač sa sporim protokom: 1 komad

Funkcije

Mekan i prilagodljiv jastučić: Nježna stimulacija



* Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993., (20 sudionica, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).

* Utemeljeno na rezultatima upitnika o jastučiću 1k iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.)

* Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011