

PHILIPS

Alat pijat lutut

Pijat Kombinasi

Kantong udara full wrap

penggunaan dapat dilakukan secara nirkabel

PPM5521



Nikmati momen relaksasi

Penekanan AirWave dan kompres panas

Membantu meredakan nyeri di lutut melalui fungsi tekanan udara dan kompres panas. Menyediakan berbagai mode pijat dan roda gigi, cocok untuk semua orang untuk memijat lutut dan relaksasi.

Pijat kombinasi, hilangkan rasa tidak nyaman

- Pijat kedua lutut agar rileks
- Suhu kompres panas 40-50 °C, 3 suhu yang dapat disesuaikan
- 4 mode pijat, cerdas dan nyaman

Desain kantong udara full wrap

- 10 area kantong udara, pijat kantong udara gelombang udara
- Penopang sendi lutut tiga dimensi

Penggunaan nirkabel yang mudah

- Pijat cerdas yang dibatasi selama 30 menit untuk menghindari pijat berlebihan
- Baterai internal, dapat digunakan selagi mengisi daya

Kelebihan Utama

Pijat lutut serbaguna

Desain pemijat ganda, sehingga Anda dapat memijat kedua lutut secara bersamaan.

Fungsi kompres panas

3 suhu kompres panas yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, mengurangi rasa nyeri, memberikan relaksasi, serta mengurangi kelelahan. Sistem kontrol suhu NTC yang presisi dan akurat dan mati otomatis panas berlebihnya mencegah kulit melepuh.

Beberapa mode pijat

Ada 4 mode pijat prasetel, satu tombol untuk memulai pijat, memberi Anda kenyamanan yang dibutuhkan.

Desain kantong udara

10 kantong udara tiga dimensi di dalam alat ini membungkus lutut dari berbagai sudut untuk memijat. Kantong udara di lutut memberikan pijatan remas untuk melemaskan otot lutut

Bantal lutut FloatFit 3d

Bagian perangkat yang ada di lutut dilengkapi dengan suspensi udara berbentuk cincin, yang mengencangkan patela dengan mengembungkan kantong udara dan memberikan efek penyangga pada patela. Pijat patela dapat dilakukan dengan beralih antara siklus inflasi dan deflasi, melemaskan patela dan mengurangi tekanan pada patela.

Pengaturan waktu mati

Batasan waktu operasional akan mematikan alat secara otomatis setelah 30 menit. Hal ini guna menghindari pijat berlebihan yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, kulit kemerahan, dan bengkak.

Penggunaan nirkabel

Baterai 5000 mAh internal dapat digunakan selama 120 menit saat terisi penuh. Perangkat ini bisa digunakan sambil mengisi daya, jadi Anda tidak perlu mencemaskan masa pakai baterai.

Spesifikasi

Spesifikasi umum

Warna: Biru Gelap

Berat bersih: sekitar 0,78 kg

Jumlah kantong udara: 10

Parameter utama

Suhu pemanasan: 40-50 °C

Baterai: 5000 mAh

Port pengisian daya: USB Tipe C

Negara asal

Buatan: Cina

Layanan

Periode garansi: 2 tahun

