

Avent Breast Pumps
Silikonmembran

Membran

CP2084/01



Så här skapar du vakuum i bröstpumpen:

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Det här silikonmembranet skapar vakuum i din manuella bröstpump.

AVENT

Specifikationer

Utbytbara delar

- Passande produkttyper: SCF323, SCF363, SCF903/

01



Publiceringsdatum
2024-01-22

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com