

PHILIPS

IPL – aparat za odstranjevanje dlak

Lumea Advanced

Za uporabo na telesu

S senzorjem barve kože

15 min. za depilacijo sp. dela nog



SC1994/00



Uživajte v gladki koži brez dlačic kar 12 mesecev*
Najmanj 85 % manjša poraščenost po 3 depilacijah**

Philips Lumea Advanced čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svilen gladko kožo.

Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost
- Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Celovita rešitev za obraz in telo


- Primerno za širok razpon odtenkov kože in dlačic

Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Senzor odtenka kože in 5 nastavitvev intenzivnosti
- Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL


Značilnosti

Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se razporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

Razvito v sodelovanju z dermatologi




Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Senzor barve kože




Izberite eno od 5 nastavitev intenzivnosti za udobno izkušnjo. Senzor odtenka kože preprečuje, da bi tretma IPL izvajali na predelih kože, ki so pretemni za to.

Zelo dolg kabel



Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več maneverskega prostora.

Za številne vrste kože in dlacic



Tehnologija IPL izkorišča kontrast med pigmentom v odtenku dlacic in pigmentom v odtenku kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlacicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenkih kože od svetlega do srednje rjavega (I-IV).

Specifikacije

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za nezahtevne predele

Žična/brezžična uporaba: Žično

Pritisni in osvetli: Za uporabo na manjših predelih

Napajanje

Uporaba s kablom

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zdržljivo zasnovano za 250.000 osvetlitev, kar je enakovredno 20-letni življenjski dobi sijalke**

Napetost: 100–240 V

Nastavki

Nastavek za telo (4 cm²): Za uporabo pod vratom

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Torbica

Napajalnik: 24 V/1500 mA

Nastavek: Čistilna krpa

Čas uporabe

Predel bikinija: 4 min

Spodnji del noge: 15 min

Pazduhe: 2,5 min

Predel bikinija: 4 min

Deli obraza: 2 min

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Velikost okenca: 4,0 cm², Tretma telesa: noge, roke, trebuh in pazduhe

