

Avent Breast Pumps
Szilikonmembrán

Membrán

CP2084/01



A mellszívóban szükséges vákuum létrehozásához.

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

A szilikon membrán vákuumot hoz létre a kézi mellszívóban.

AVENT

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

- A következő terméktípusokhoz: SCF323, SCF363,

SCF903/01



Kiadás dátuma
2023-06-22

Verzió: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com