

PHILIPS

AVENT

Dudlík pro
novorozence

ultra air

Umožňuje pokožce dítěte dýchat

Ortodontický a bez BPA

2 ks v balení

0–6 měsíců



SCF085/21

Umožňuje pokožce vašeho dítěte dýchat

Mimořádně velké vzduchové otvory umožňují pohodlnější zklidnění

Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air je vybaven mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. K dispozici je v různých barvách a provedeních.

Možnost sterilizace a uložení v praktickém pouzdru

- Pohodlná sterilizace za 3 minuty

Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu

- Umožňuje dětské pokožce dýchat

Pohodlný sosák z jemného a měkkého materiálu


- 98% úspěšnost přijetí dudlíku*
- Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami
- Přirozený vývoj ústní dutiny
- Miminko se cítí přirozeně

Kvalita zaručena

- Navržený a vyrobený v Nizozemsku


Přednosti

Umožňuje dětské pokožce dýchat



Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.

98% úspěšnost přijetí dudlíku*



Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na náš silikonový dudlík s texturovanou povrchovou úpravou reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra Soft a Ultra Air přijímá.

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu



Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely,


kteří neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

Ortodontický dudlík



Naše ortodontické, symetrické, měkké silikonové dudlíky jsou navrženy tak, aby podporovaly přirozený vývoj ústní dutiny.

Miminko se cítí přirozeně



Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby dítěti připomínal maminčin prs.

Sterilizujte za 3 minuty



Cestovní pouzdro dodávané s dudlíky Ultra Soft a Ultra Air, slouží také jako sterilizátor. Stačí přidat trochu vody a vložit jej do mikrovlnné trouby. Můžete být klidní, dudlík bude před dalším použitím čistý.

Vyrobeno v Nizozemsku



Naše dudlíky Ultra Soft a Ultra Air jsou navrženy a vyrobeny v Nizozemsku.

ultra air

Dudlík pro novorozence

SCF085/21

Specifikace

Země původu

Nizozemí

Co je součástí

šidítka ultra air: 2 ks

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 2025-04-29
Verze: 4.4.1

Údaje mohou být změněny bez
předchozího varování. Ochranné
známky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich příslušných
vlastníků.

EAN: 87 20689 01947 7

www.philips.com



* V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly
v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent
s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich
dudlících ultra air a ultra soft.
* *Z hygienických důvodů šidítka po každých 4 týdnech
používání vyměňte.