

Avent Breast Pumps
Silikonmembran

Membran

CP2084/01



So erzeugen Sie ein Vakuum in der Milchpumpe.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Diese Silikonmembran erzeugt ein Vakuum in Ihrer Handmilchpumpe.

AVENT

Daten

Ersatzteile

- Eignet sich für die Produkttypen: SCF323, SCF363,

SCF903/01



Ausstellungsdatum
2023-07-02

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com