

Avent Breast Pumps
Silikonemembran

Membran

CP2084/01



Til at skabe undertryk i brystpumpen.

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Denne silikonemembran skaber undertryk i den manuelle brystpumpe.

AVENT

Specifikationer

Udskiftelige dele

- Passer til produkttyperne: SCF323, SCF363,

SCF903/01



Udgivelsesdato
2024-01-22

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com