

PHILIPS

SenseIQ ile IPL Tüy
alma cihazı

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkin Sensörü

1 akıllı başlık: vücut

Lumea IPL Uygulaması

Kablolu kullanım



BRI940/00

SenseIQ ile size özel tasarlandı

18 ay boyunca ipeksi ve pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazık ve etkili uygulama

- Yalnızca 2 haftada bir uygulamayla hızlı sonuçlar
- Kolay ve etkili olması için dermatologlarla geliştirilmiştir
- Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Vücuda yönelik çözüm

- 1 akıllı başlıkla vücuda yönelik çözüm
- Çoğu cilt tonu ve tüy rengi için uygundur

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım
- Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

Lumea IPL 8000 Series

SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

BRI940/00

Özellikler

Hızlı sonuçlar için ayda 2 uygulama



Başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsini bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.

SenseIQ teknolojisi



Lumea 8000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Ekstra uzun kablo



Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

1 akıllı başlık



Özel olarak tasarlanmış başlık, bacak gibi geniş bölgelerde uygulama yaparken optimum cilt teması için içe doğru kıvrımlıdır. Başlık takıldığında özelleştirilmiş program tetiklenir.


Dermatologlarla geliştirildi



Sağlık teknolojisinde lider olan Philips; evinizde kolay, etkili ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dermatologlara danışarak Lumea IPL'yi

geliştirdi. Profesyonel salonlarda kullanılan teknolojiden türetilen Lumea IPL, hassas bölgelerde bile hassas uygulama sunar.

Philips Lumea IPL uygulaması



Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Çoğu cilt ve tüy tipi için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila koyu kahverengi cilt tonlarında etkilidir (I-V).

Teknik Özellikler

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut uygulama başlığı: Şekil: Dışbükey kıvrımlı, Pencere boyutu: 4,1 cm2, Vücuda özel uygulama: bacaklar, kollar ve karın

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur
5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir
Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen ışık atışlarını önler
Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar
SmartSkin sensor: İsteğe uygun doğru ayar göstergesi

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Hızlı uygulama için
Kaldırarak Uygulama: Küçük bölgelerde uygulama için
Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu kullanım

Teknik özellikler

Gerilim: 100-240 volt
Yüksek performanslı lamba: Uzun ömürlü, 450.000 ışık atışı, 39 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu
Saklama: Taşıma çantası
Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Uygulama süresi

Koltuk altları: 2,5 dk
Bikini çizgisi: 2 dk
Lower legs: 8,5 dk

