

PHILIPS

AVENT



Електричний молоковідсмоктувач

Одинарний

Функція пам'яті

8 рівнів стимулювання

16 рівнів зціджування



SCF395

Натхнений малям, для комфорту мам.

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

Увійдіть у нову еру зціджування молока з електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent. Досконалий баланс між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхнений ритмом пиття дитини, а м'яка подушечка м'яко адаптується до розміру та форми сосків. Дізнайтеся більше нижче.

Інші переваги

- Виберіть правильний потік їжі для дитини

Персоналізоване

- Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування
- Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)
- Функція паузи/пуску
- Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань
- Функція пам'яті

Легідний і зручний

- М'яка й адаптивна силіконова подушечка
- Зціджуйте, не нахилиючись уперед


Швидке зціджування, більше молока за менший час*

- Технологія природного руху для швидкого відтоку молока*

Важливо знайти правильну соску

Основні особливості


Швидкий відтік молока*



Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина.

Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, PBM).*

Пристаює до соска



Оскільки всі ми відрізняємось формами й розміром, силіконова подушечка м'яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Підібрати потік соски - важливо



Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидко та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.

Сидіть зручно



Почувайтесь вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилитися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилитися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

Налаштуйте пристрій під свої потреби



Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

Зціджуйте непомітно в будь-якому місці



Зціджуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.

Легко чистити і налаштовувати



Наша система закритого зціджування означає, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.


Основні особливості

Призупиняйте, коли потрібно



Якщо потрібно щось налаштувати або зробити перерву, кнопка паузи/пуску завжди під рукою.

Збережіть улюблені налаштування



Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам'ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

Визначте правильний потік їжі



Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м'якого силікону.

Специфікації

Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

Матеріал

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА* (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зціджування: 1 шт.

Блок двигуна (використання лише із кабелем): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

Адаптер мікро-USB (використання з кабелем): 1 шт.

Пакети для молока: 5 шт.

Пляшечка 4 унц.: 1 шт.

Соска з повільним потоком: 1 шт.

Функції

М'яка та адаптивна подушечка: Лягідне стимулювання



* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – RVM) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на RVM для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

* З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)

* Молоковідсмоктувач без ВРА: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011