

Philips Avent  
Silikonschlauch



CP2083/01

Zum Verbinden unterschiedlicher Einzelteile Ihrer Milchpumpe.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser Schlauch verbindet das Milchpumpengehäuse mit der Motoreinheit. Er ist für die elektrische Milchpumpe geeignet. Im Lieferumfang ist ein Schlauch enthalten.

**PHILIPS**

# Daten

## Eignet sich für den Produkttyp

- Zubehör: SCF323, SCF363



Ausstellungsdatum  
2023-06-22

Version: 2.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)