

Philips Avent
Silikonschlauch



CP2083/01

Zum Verbinden unterschiedlicher Einzelteile Ihrer Milchpumpe.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser Schlauch verbindet das Milchpumpengehäuse mit der Motoreinheit. Er ist für die elektrische Milchpumpe geeignet. Im Lieferumfang ist ein Schlauch enthalten.

PHILIPS

Daten

Eignet sich für den Produkttyp

- Zubehör: SCF323, SCF363



Ausstellungsdatum
2024-01-22

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com