

PHILIPS

ZOOM!

Philips Zoom
védőszemüveg

DIS560/01



Philips Zoom védőszemüveg

A Philips Zoom rendelői eljáráshoz kifejlesztve

Polikarbonát lencséivel az UV-B sugárzás több mint 99%-át és az UV-A sugárzás 99%-át kiszűri. Könnyedén ráhelyezhető látásjavító szemüveg tetejére is, állítható a halántékmérete a kényelmes és biztonságos illeszkedés érdekében. A Philips Zoom rendelői eljárás során nem használható más szemüveg

A legmagabiztosabb mosolya

- Az Ön lehető legfehérebb mosolya

Fénypontok

Lenyűgöző eredmények – gyorsan

Miért várjon az eredményekre, amikor most is lehet fehérebb a mosolya? A Philips Zoom WhiteSpeed termék segítségével a lehető legfehérebb mosolyát a fogorvosnál végzett 45 perces kezelés alatt elérheti.

Műszaki adatok

Teljesítmény

Fogfehérítési eredmények: Maximális fehérség 45 perc alatt

