

Avent Breast Pumps  
Diafragmă din silicon

Diafragmă

CP2084/01



Pentru a crea vid în pompa de sân.

Găsește produse care corespund în fila cu specificații

Această diafragmă din silicon creează vid în pompa de sân manuală.

**AVENT**

# Specificații

## Piese înlocuibile

- Potrivire cu tipurile de produs: SCF323, SCF363,

SCF903/01



Data apariției 2023-06-22

Versiune: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)