

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

2100 Series

1 mod de periaj

31.000 mișcări/minut

1x Capăt C1 ProResults

Durată de viață a bateriei de 14  
zile



HX3651/12



Spune adio periutei manuale. Descoperă  
tehnologia sonică.

Elimină până la de 3 ori mai eficient placa bacteriană\*

Tehnologia sonică, combinată cu acțiunea periutei, îndepărtează delicat placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient\* decât o periută de dinți manuală.

#### **Concepute pentru tine**

- Cu un design ergonomic, periuta de dinți este ușor de ținut în mână și de utilizat
- Durata bateriei: 14 zile

#### **Optimizează periajul**

- Optimizează-ți periajul cu SmarTimer și QuadPacer

#### **Tranziție ușoară la Sonicare**

- Pornire ușoară pentru a facilita tranziția

#### **Îți protejează gingiile**

- Utilizare sigură și delicată

#### **Asigură curățare superioară**

- Îndepărtare de până la 3 ori mai eficientă a plăcii bacteriene decât o periută de dinți manuală\*
- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată


# Repere

## Tehnologie avansată Sonicare



Vibrațiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei, pentru o experiență reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute. \*\* 31.000 de mișcări de periere pe minut îți curăță delicat dinții, desprind placa bacteriană și o îndepărtează pentru o curățare zilnică de excepție.

## Îndepărtează placa bacteriană de 3 ori mai eficient\*



S-a demonstrat clinic că periuța de dinți electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient\* decât o periuță de dinți manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinți și de-a lungul liniei gingiei, protejând în același timp gingiile.

## Utilizare sigură și delicată



Periuța de dinți Sonicare îți oferă o curățare temeinică fără a fi dură cu dinții și gingiile. Vibrațiile sonice delicate și totuși puternice asigură o curățare excepțională, fiind totodată delicate cu dinții și gingiile.

## SmarTimer și QuadPacer



SmarTimer de 2 minute și QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ți periezi dinții pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curățare completă.

## Concepute pentru tine



Cu un design subțire, ușor și ergonomic, periuța de dinți este ușor de ținut în mână și de utilizat, astfel încât să poți obține o curățare uimitoare fără niciun efort.

## Durată de viață lungă a bateriei



Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poți folosi perioade lungi fără a o încărca.

## Pornire ușoară



Programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 5 V c.c.

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile\*\*\*\*\*

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Albastru deschis

## Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

## Ușor de utilizat

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Mâner:** Design ergonomic subțire

## Articole incluse

**Mâner:** 1 seria 2100

**Încărcător:** 1

**Cap de periere:** 1 cap C1 ProResults standard

## Performanță de curățare

**Viteză:** Până la 31.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 3 ori mai multă placă bacteriană\*

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

