



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Szájzuhany

Quad Stream technológia

Rendkívül halk kialakítás
Impulzushullámok vezetnek menet
közben



HX3911/40

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-át eltávolítja*

Újragondolt fogköztisztítás a fogíny kiemelkedő egészségéért

Az új Philips Sonicare Power Flosser a fogköztisztítás új formáját képviseli, amely a felhasználók számára új tisztítási szintet biztosít, és elősegíti a tartós teljesítményt.

New level clean

- 4 fogköztisztító üzemmód, 10 intenzitási szint
- Egyszerűen feltölthető 600ml-es tartály
- Kompakt fúvófejek
- Egyszerű mágneses dokkoló automatikus kikapcsolással
- F1 Standard fúvófej a szokásos tisztításhoz
- F3 Quad Stream fúvófej a maximális lefedettségért
- Quad Stream technológia az alapos tisztításért
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Rendkívül halk kialakítás a nagyszerű eredményekért, mások zavarása nélkül


PHILIPS
sonicare

Fénypontok

Az alapos tisztítás érdekében

Az egyedülálló kereszt alakú fúvófej négy széles vízsugarat hoz létre a fogközökben és a fogínyseleken történő alapos tisztítás érdekében.

Fogról fogra vezet a felhasználót



A tisztító impulzusok rövid szünetei arra készítik a pácienseit, hogy a fúvófejet a következő fogközre csúsztassák, így biztosítva az egész száj tisztítását.

Rendkívül halk kialakítás



Diszkrét tisztításra tervezték, így páciensei mások zavarása nélkül érhetnek el nagyszerű eredményeket.

4 üzemmód, 10 intenzitási szint



Páciensei megtapasztalhatják a szükségleteikre szabott tisztaságot. A Clean (Tisztítás)


üzemmód folyamatos vízáramlást használ a hatékony mindennapos tisztításhoz, a Deep Clean (Mélytisztítás) funkció különálló impulzusokat használ az alaposabb tisztításhoz; a Sensitive (Érzékeny) üzemmód különösen kíméletes az érzékeny fogínyhez; a Massage (Masszázs) üzemmód nyugtatja és serkenti a fogíny vonalát. A LED-es kijelző segítségével a betegek a saját kényelmüknek megfelelően állíthatják be az intenzitást.

F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepatintható.

F1 Standard fej



Standard fúvófej a fogak közötti erőteljes tisztításhoz, a lepedék és a szennyeződés eltávolításához

Egyszerű mágneses dokkoló



Miután a páciens végzett, egyszerűen visszahelyezheti a fogantyút az egyszerű mágneses dokkolóba. A fogantyú automatikusan átvált szünetelésről kikapcsolásra.

600ml-es tartály



A 600 ml-es, egyszerűen felpattintható fedéllel ellátott tartály elegendő vizet tartalmaz egy tisztításhoz. Az újratöltéshez egyszerűen emelje ki, töltsse meg, majd pattintsa vissza.

Kompakt fúvófejek

A páciensek az extra fúvófejeket higiénikusan tárolhatják a kompakt és stílusos fúvókákban.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

Tartozékok

- F1 Standard fej: 2
- F3 Quad Stream fej: 2

- Elektromos fogköztisztító: 1
- Fúvófejtároló tok: 1

Fogmosási teljesítmény

- Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja*

Módok

- Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
- Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért
- Masszázs: Erősítő masszázs
- Intenzitási szintek: 10
- Sensitive: Gyengéd fog- és ínytisztítás



Kiadás dátuma
2023-10-22

Verzió: 2.0.2

EAN: 87 10103 94725 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás a kezelt területeken egy laboratóriumi vizsgálat során. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérők lehetnek.