

PHILIPS

sonicare

전동 칫솔 스페셜 에디션

DiamondClean
9000 Series

연결된 앱이 진행 상황을 추적합니다

압력 감지 센서 장착

스마트 칫솔모 인식

4가지 양치모드, 3단계 강도 조절



HX9911/74



더욱 건강한 미소를 위한 건강한 잇몸 최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

더욱 하얀 치아와 구강 건강을 위한 고급 소닉케어 기술로 매일 스타일리시한 하루를 시작해 보세요. 코칭과 추적을 위해 연결된 앱을 통해 잇몸에 부드럽게 작용합니다. 4가지 모드와 3단계 강도 중에서 선택하여 맞춤형 양치 경험을 할 수 있습니다.

필요에 맞게 조정 가능

- 4가지 양치모드 및 3단계 강도 조절로 나에게 꼭 맞는 양치 경험

Adapts to your needs

- 양치 시 과도한 압력을 알려주는 압력 감지 센서
- 자동으로 최적의 모드를 선택하는 BrushSync

맞춤형 진행 상황 보고서로 추적 유지

- 코칭 및 진행 상황 보고서를 위한 소닉케어 앱

세련되고 사용자 친화적인 디자인

- 세련된 디자인으로 최상의 양치 경험 선사

치아 미백 및 구강 건강 개선

- 닿기 힘든 부분까지 최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거*
- 플라그에는 강력하게, 잇몸에는 부드럽게
- 강력하지만 부드럽게 세정해 주는 첨단 소닉케어 기술

주요 제품

최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*



프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 유연한 디자인으로 일반 칫솔보다 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다. 이는 필립스 소닉케어만의 차별화된 세정 기술을 향상시켜 어떻게 양치를 하더라도 사용자가 체감할 수 있는 독보적인 세정력을 제공합니다.

잇몸에는 부드럽게



필립스 소닉케어 프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 가장 깊은 곳까지도 부드럽게 세정합니다. 측면이 부드러운 고무로 되어 있어 프리미엄 잇몸케어가 치아와 잇몸의 모양에 맞게 조절되며 과도한 칫솔질 압력이 흡수되고 음파 세정력이 강화됩니다. 칫솔모가 치아와 잇몸의 모양에 맞게 조절되므로 일반 칫솔모**보다 표면 접촉을 최대 2배 더 많이 하여 닿기 힘든 부위까지 더욱 깊숙하게 세정할 수 있습니다.

수준 높은 양치 경험



다이아몬드클린 9000은 탁월한 옴브레 디자인으로 사용자의 스타일에 맞는 최상의 인체공학적 양치 경험을 선사합니다. 대비를 이루는 색상의 슬림하고 컴팩트한 여행용 케이스는 어디든 휴대할 수 있습니다.

첨단 소닉케어 기술



강력한 음파 진동이 분당 62,000회 움직여 치아 사이와 잇몸 선을 따라 플라그를 제거하는 거품을 생성합니다. 수동 칫솔에 비해 플라그 제거 효과가 최대 10배 더 뛰어납니다.

4가지 양치모드/3단계 강도 조절



매일매일 깨끗한 양치를 위한 Clean, 더욱 빛나는 미소를 위한 White+, 부드럽지만 효과적인 세정을 위한 Gum Health, 상쾌한 딥클린을 위한 Deep Clean+의 4가지 양치모드 중에서 선택할 수 있습니다. 저강도에서 고강도로 설정하는 세 단계 강도 조절을 통해 민감한 잇몸의 기능을 개선하거나 관리할 수 있습니다.

압력 감지 센서 장착




알아차리지 못했던 강한 양치 습관을 다이아몬드클린 9000은 감지할 수 있습니다. 압력을 낮출 필요가 있다면 칫솔에서 진동음이 울립니다. 칫솔모에게 양치를 맡기라는 신호입니다.

BrushSync 자동 페어링



스마트 칫솔모를 사용하면 최적의 양치를 위해 적합한 모드와 강도를 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다. G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모를 사용할 경우, 다이아몬드클린 9000의 BrushSync 기술이 칫솔모를 자동으로 잇몸 케어 모드와 연동하여 치아 착색 제거에 도움을 줍니다.

소닉케어 앱



다이아몬드클린 9000은 치과 검진 이전과 이후 양치 습관을 개선하고 건강한 양치 습관을 유지하도록 안내합니다. 내장 스마트 센서가 지나치게 강한 압력이 가해질 때 알려주며 핸들을 소닉케어 앱과 연결하면 맞춤형 진행 상황 보고서가 지속적으로 올바른 양치를 돕고, 장기간 동안 양치 습관이 얼마나 개선되었는지 보여줍니다.

사양

연결

Bluetooth® 무선 기술: 양치 연동 앱

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 14일***

배터리: 충전식

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 에머시스트

서비스

보증: 구입 후 2년

호환성

Android 호환성: Android 휴대폰, Bluetooth 4.0 지원 태블릿

iOS 호환성: iPhone 4S 이상, iPad 3세대 이상, iOS7 이상

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

핸들 호환성: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

교체 알림: 언제나 보장되는 최적의 효과, 칫솔모 교체 알림등 켜짐

구성품

칫솔모: G3 프리미엄 블랙 1개

핸들: 다이아몬드클린 9000 1개

여행용 케이스: 1개

충전대 및 펄: 1개

세정 성능

성능: 최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

타이머: 브러시페이스와 스마트타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

3단계 강도 조절: 높음, 일반, 낮음

Deep Clean+: 상쾌한 딥클린을 위한 기능

Gum Health: 어금니 부분 특별 관리

White+: 치아 표면의 착색 제거

스마트 센서 기술

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

