

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische
tandenborstel

4100 Series

Sonicare-technologie

QuadPacer en Smartimer

Slank, ergonomisch design

Levensduur batterij 14 dagen



HX3683/33

Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.

Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

De sonische technologie in combinatie met onze borstel verwijdt zachtjes vlekken voor natuurlijk wittere tanden, elke keer dat je poetst.

Ontworpen voor u

- Gebruik minder. Hergebruik meer
- Wissel tussen 2 modi: Clean en Sensitive
- Batterij met een lange levensduur van 14 dagen
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Maakt reizen makkelijker voor u

Een wittere, gezondere glimlach

- Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Optimaliseer het poetsen


- Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Protects your gums

- Poetsdruksensor helpt uw tanden en tandvlees beschermen

Kenmerken

Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt



Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie verwijdt zachtjes vlekken voor natuurlijk wittere tanden, elke keer dat u poetst.

Bescherm uw tandvlees



De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.


Slank reisetui



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte USB-oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met


één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Smartimer en QuadPacer



Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

Geavanceerde Sonicare-technologie



Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengemaakt en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog

steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

2 modi met Clean- en Sensitive-opties



Wissel tussen 2 modi om de poetsessie comfortabel te maken.

Accu met lange levensduur



De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

De stekker uit afval trekken



Het is onze ambitie bij Philips om elektronisch afval te verminderen. Een van de manieren waarop we dit doen, is door het aantal adapters dat we op de markt brengen tot een minimum te beperken. Deze producten worden geleverd zonder voedingsadapter omdat we ons inzetten om elektronisch afval te verminderen.

4100 Series

Sonische, elektrische tandenborstel

HX3683/33

Specificaties

Vermogen

Spanning: DC 5 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
14 dagen***

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 13.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.247 kg

Gross weight: 0.346 kg

GTIN: 8720689022606

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Omdoos

Height: 23.3 cm

Width: 14.7 cm

Length: 19.8 cm

Net weight: 0.741 kg

Gross weight: 1.154 kg

GTIN: 18720689022603

Pallet

Height: 108.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 94.848 kg

Gross weight: 172.972 kg

GTIN: 68720689022608

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Pallet Layer

Height: 23.3 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de
batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd
wanneer u de, Herinneringsicoon gaat branden,

opzetborstel moet vervangen,

Vervangingsherinnering, om altijd de beste
resultaten te garanderen

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 W2 Optimal White

Docking station: 1

Reisetui: 1 smalle draagetui

Handvat: 1 4100-serie

Reinigingsprestaties

Prestaties: Maakt tanden witter bij iedere
poetsbeurt

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat
trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

2 sterktes: Hoog, Laag

Slimme sensortechnologie

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd
wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te
hard poetst

