


Philips Sonicare Draadloze
Power Flosser 3000
Waterflosser - Wit

Verwijdert tot 99,9% tandplak
Volledige reiniging in 60 seconden
2 flosstanden, 3 sterktes
Snel universeel opladen met USB-
A naar Small Plug kabel



HX3826/31

Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

Verwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen

Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.

Gebruiksvriendelijk en handig

- Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel
- Eenvoudig vulbaar reservoir van 250 ml
- Moeiteloze techniek
- Standaardpunt voor gerichte reiniging

Sneller en effectiever flossen

- 2 flosstanden, 3 sterktes
- Volledige reiniging in 60 seconden
- Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand
- Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

PHILIPS
sonicare

Waterflosser - Wit

Verwijdert tot 99,9% tandplak Volledige reiniging in 60 seconden, 2 flosstanden, 3 sterktes, Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

Kenmerken

Quad Stream-technologie



De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.

Pulse Wave-technologie



Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.


2 poetsstanden, 3 sterktes



Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een

grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

Volledige reiniging in 60 seconden



U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u het apparaat in elke richting kunt gebruiken. Geniet van een grondige 360°-reiniging in slechts 60 seconden van begin tot eind.

Snel opladen met USB-A naar Small Plug kabel



Handig opladen met USB-A naar Small Plug kabel. Je kunt tot 14 dagen schoonmaken met één keer opladen.


HX3826/31

Reservoir van 250 ml.




Het reservoir met een inhoud van 250 ml kan voldoende water bevatten voor een aanbevolen reiniging van 60 seconden. Eenvoudig vastdraaien en verwijderen, of gebruik de zijklep voor eenvoudig bijvullen.

Moeiteloze techniek



Eenvoudig richten, drukken en reinigen voor effectiever flossen. Richt de punt tussen uw tanden en langs het tandvlees, en laat de techniek al het werk voor u doen!

Standaardpunt voor gerichte reiniging



Een standaardpunt met één stroom verhoogt de druk voor een gerichte reiniging en het verwijderen van voedselresten wanneer dat nodig is.

Waterflosser - Wit

Verwijdert tot 99,9% tandplak Volledige reiniging in 60 seconden, 2 flosstanden, 3 sterktes, Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

HX3826/31

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch design
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Prestaties

- Reiniging: Reinigt de hele mond in 60-90 seconden

Meegeleverde artikelen

- F1 standaardmondstuk: 1
- F3 Quad Stream-opzetstuk: 1
- Reistas: 1
- USB-oplaadkabel: 1
- USB-muuradapter: 1
- Sonicare Draadloze Power Flosser: 1

Poetsstanden

- Clean: Voor een grondige, dagelijkse reiniging
- Intensiteiten: 3 niveaus
- Deep Clean: Voor diepe reiniging tussen de tanden

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit



Publicatiedatum
2024-04-26

Versie: 8.8.1

EAN: 87 20689 01112 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.