

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

4100 Series

Sonicare-tekniikka

Quadpacer ja SmartTimer

Ohut, ergonomisesti muotoiltu
laite

14 päivän akunkesto



HX3681/33



Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa
Sonicare.

Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa värjäymät hellävaraisesti, ja tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

Suunniteltu sinua varten

- Vaihtelee kahden tilan välillä: Clean ja Sensitive
- Vähennä kulutusta. Käytä enemmän uudelleen
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- 14 päivän akunkesto

Valkoisempi, terveempi hymy

- Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla
- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Optimaalinen harjaustulos


- Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

Suojaa ikeniä

- Paineanturi auttaa suojaamaan hampaita ja ikeniä

Kohokohdat

Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla



Edistynyttä Sonicare-tekniikkaa käyttävä Sonicare-sähköhammasharja poistaa värjäymät hellävaraisesti. Tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

Suojaa ikeniä



Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan tärinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmiin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.

Edistynyt Sonicare-tekniikka



Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa. ** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

SmartTimer ja Quadpacer



2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt

harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Kaksi tilaa Clean- ja Sensitive-asetuksilla



Tee hampaiden harjauksesta miellyttävää vaihtelemalla kahden tilan välillä.

Pitkäkestoinen akku



Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

Hyvästit jätteelle



Philips pyrkii vähentämään elektroniikkajätettä. Siksi minimoimme markkinoille tuomiemme verkkolaitteiden määrän. Nämä tuotteet toimitetaan ilman verkkolaitetta, koska olemme sitoutuneet vähentämään elektroniikkalaiteromua.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: DC5V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, Muistutuskuvake syttyy, vaihtaa harjaspäät, Muistutus vaihtamisesta, varmistaen aina parhaan tuloksen

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Kahva: 4100 Series, 1 kpl

Harjaspäät: 1 W Optimal White -harjaspää

Puhdistusteho

Suorituskyky: Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalautte: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

2 tehoa: Korkea, Matala

2 harjaustilaa: Puhdistus, Hellävarainen

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

