

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Hammasvälisuihku

Quad Stream -tekniikka
Pulse Wave -tekniikka ohjaa
puhdistusta



HX3826/33

Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

Poistaa jopa 99,9 % plakista* käsitellyiltä alueilta

Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.

Helpot ja mukavat

- Helposti täytettävä 250 ml:n vesisäiliö
- Erilaisten laitteiden nopeaan lataamiseen USB-A-pikkuliitin-kaapelilla
- Vaivatonta tekniikkaa
- Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen

Nopeampaa ja tehokkaampaa hammasvälien puhdistusta

- Puhtaaksi 60 sekunnissa
- 2 hammasvälien puhdistustilaa, 3 tehoa
- Pulse Wave -tekniikan ansiosta kaikki hammasvälit on helpompi käydä läpi
- Quad Stream -tekniikka entistä nopeampaan ja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen

PHILIPS
sonicare


Kohokohdat

Quad Stream -tekniikka



Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.

Pulse Wave -tekniikka



Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.

2 harjaustilaa, 3 tehoa



Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja

siinä vesi ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.

Puhtaaksi 60 sekunnissa



Pääset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.

Nopeaan lataamiseen USB-A-pikkuliitin-kaapelilla




Kätevä lataus USB-A-pikkuliitin-kaapelilla. Yksi lataus riittää hampaiden puhdistukseen jopa 14 päivän ajan.

Vesisäiliö 250 ml




Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.

Vaivatonta tekniikkaa



Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!

Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen



Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistukseen ja poistaa ruuantähteet.

Tekniset tiedot

Virta

- Jännite: Monijännitteinen laturi

Huolto

- Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

- Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
- Suutinlisäosa: Helppo kiinnittää ja irrottaa

Suorituskyky

- Puhdistaminen: Puhdistaa koko suun 60–90 sekunnissa

Pakkauksen sisältö

- Langaton hammasvälisuutin: 1
- F1-vakiosuutin: 1
- F3 Quad Stream -suutin: 1

- Suojapussi: 1
- USB-latauskaapeli: 1
- USB-seinäsovitin: 1

Tilat

- Puhdistus: Perusteelliseen päivittäiseen puhdistukseen
- Tehotasot: 3
- Syväpuhdistus: Perusteelliseen hammasvälien puhdistukseen

Terveysedut

- Plakin poisto: Poistaa jopa 99 % plakista käsitellyiltä alueilta*

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.5.1

EAN: 87 20689 01104 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* In vitro -tutkimuksessa. Tulokset voivat vaihdella.