

PHILIPS

sonicare



Hammasvälisuihku

Cordless Power Flosser 3000

Quad Stream -tekniikka

Pulse Wave -tekniikka ohjaa
puhdistusta



HX3826/31

Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

Poistaa jopa 99,9 % plakista* käsitellyiltä alueilta

Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.

Helpot ja mukavat

- Erilaisten laitteiden nopeaan lataamiseen USB-A–pikkuliitin-kaapelilla
- Helposti täytettävä 250 ml:n vesisäiliö
- Vaivatonta tekniikkaa
- Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen

Nopeampaa ja tehokkaampaa hammasvälien puhdistusta

- 2 hammasvälien puhdistustilaa, 3 tehoa
- Puhtaaksi 60 sekunnissa
- Pulse Wave -tekniikan ansiosta kaikki hammasvälit on helpompi käydä läpi
- Quad Stream -tekniikka entistä nopeampaan ja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen

An effortless clean with advanced technology

- Quad Stream -tekniikka: poistaa plakkia ienrajan alta

Kohokohdat

Quad Stream -tekniikka




Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.

Puhdistaa ienrajan alta



Quad Stream -tekniikka poistaa jopa 99 % plakista 6 mm:n syvyisistä ientaskuista.

Pulse Wave -tekniikka



Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.

2 harjaustilaa, 3 tehoa



Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja siinä vesi ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.

Puhtaaksi 60 sekunnissa



Päiset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.

Nopeaan lataamiseen USB-A-pikkuliitin-kaapelilla




Kätevä lataus USB-A-pikkuliitin-kaapelilla. Yksi lataus riittää hampaiden puhdistukseen jopa 14 päivän ajan.

Vesisäiliö 250 ml




Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.

Vaivatonta tekniikkaa



Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!

Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen



Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistukseen ja poistaa ruuantähteet.

Cordless Power Flosser 3000

Hammasvälisuihku

HX3826/31

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Suutinlisäosa: Helppo kiinnittää ja irrottaa

Suorituskyky

Puhdistaminen: Puhdistaa koko suun 60–90 sekunnissa

Pakkauksen sisältö

F1-vakiosuutin: 1

F3 Quad Stream -suutin: 1

Suojapussi: 1

USB-latauskaapeli: 1

USB-seinäsovitin: 1

Sonicare Cordless Power Flosser: 1

Tilat

Puhdistus: Perusteelliseen päivittäiseen puhdistukseen

Syväpuhdistus: Perusteelliseen hammasvälien puhdistukseen

Tehotasot: 3 tasoa

Terveysedut

Ienrajan alapuoli: Poistaa jopa 99 % plakista ienrajan alapuolelta**

