

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

4100 Series

Sonicare-tekniikka

Quadpacer ja SmartTimer

Ohut, ergonomisesti muotoiltu
laite

14 päivän akunkesto



HX3683/54



Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa
Sonicare.

Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa värjäymät hellävaraisesti, ja tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

Suunniteltu sinua varten

- Vaihtelee kahden tilan välillä: Clean ja Sensitive
- Vähennä kulutusta. Käytä enemmän uudelleen
- 14 päivän akunkesto
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- Helppo ottaa mukaan matkalle

Valkoisempi, terveempi hymy

- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen
- Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

Optimaalinen harjaustulos


- Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

Suojaa ikeniä

- Paineanturi auttaa suojaamaan hampaita ja ikeniä


Kohokohdat

Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla



Edistynyttä Sonic-tekniikkaa käyttävä Sonicare-sähköhammasharja poistaa värjäymät hellävaraisesti. Tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

Suojaa ikeniä



Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan värinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmiin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.

Kapea matkakotelo



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen USB-latausalusta huolehtii virransaannista


matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten latausalusta on tarpeen lähinnä pitkillä matkoilla.

SmartTimer ja Quadpacer



2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.

Edistynyt Sonicare-tekniikka



Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt

harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspäätä kannattaa vaihtaa uuteen.

Kaksi tilaa Clean- ja Sensitive-asetuksilla



Tee hampaiden harjauksesta miellyttävää vaihtelemalla kahden tilan välillä.

Pitkäkestoinen akku



Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

Hyvästit jätteelle



Philips pyrkii vähentämään elektroniikkajätettä. Siksi minimoimme markkinoille tuomiemme verkkolaitteiden määrän. Nämä tuotteet toimitetaan ilman verkkolaitetta, koska olemme sitoutuneet vähentämään elektroniikkalaiteromua.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: DC5V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, Muistutuskuvake syttyy, vaihtaa harjaspäät, Muistutus vaihtamisesta, varmistaen aina parhaan tuloksen

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 x W2 Optimal White

Kahva: 4100 Series, 1 kpl

Laturi: 1

Kuljetuskotelo: 1 ohut kuljetuskotelo

Puhdistusteho

Suorituskyky: Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalautte: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

2 tehoa: Korkea, Matala

2 harjaustilaa: Puhdistus, Hellävarainen

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

