

PHILIPS

sonicare



Oralni tuš

Cordless Power Flosser 3000

Tehnologija Quad Stream
Impulsni valovi za navođenje



HX3826/31

Inovativno čišćenje između zuba uz tehnologiju QuadStream

Uklanja do 99,9 % naslaga* na područjima primjene

Temeljito čišćenje područja između zuba bez napora radi poboljšanja zdravlja desni. Jedinstveni Quad Stream vrh čisti veće površine uz manje napora kako bi čišćenje između zuba bilo učinkovitije svaki put.

Easy and convenient

- Spremnik od 250 ml jednostavan za punjenje
- Brzo univerzalno punjenje uz kabel USB-A – mali utikač
- Jednostavna tehnika
- Standardni vrh za usmjereni čišćenje

Faster, more effective flossing

- 2 načina rada čišćenja, 3 intenziteta
- Potpuno čišćenje u 60 sekundi
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tehnologija Quad Stream za brže i učinkovitije čišćenje

An effortless clean with advanced technology

- Tehnologija Quadstream: uklanja naslage ispod linije desni


Cordless Power Flosser 3000

Oralni tuš

HX3826/31

Istaknute znač.

Tehnologija Quad Stream




Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja tok u 4 mlaza vode koji pokrivaju veće područje između zuba i uzduž linije desni. Osigurajte brže i dubinsko čišćenje bez gnjavaže s koncem za zube.

Čisti područje ispod linije desni



Tehnologija Quadstream omogućuje uklanjanje do 99 % naslaga iz parodontnih džepova od 6 mm.

Tehnologija Pulse Wave



Nježni vodeni impuls u načinu rada Deep Clean navode vas od zuba do zuba, za dubinsko čišćenje svaki put.

2 načina rada, 3 intenziteta



Odaberite čišćenje koje će vam uljepšati osmijeh. Način rada Clean osigurava kontinuirani protok za učinkovito svakodnevno čišćenje. Deep Clean impulsi za temeljitije čišćenje. Podesive razine intenziteta pružaju željenu udobnost.

Potpuno čišćenje u 60 sekundi



Dosegnite teško dostupna područja mlaznicom koja se okreće za 360 stupnjeva tako da uredaj možete koristiti u bilo kojoj orientaciji. Očistite temeljito 360° u samo 60 sekundi od početka do kraja.

Brzo punjenje uz kabel USB-A – mali utikač




Praktično punjenje uz kabel USB-A – mali utikač. Do 14 dana uporabe uz samo jedno punjenje.

Spremnik od 250 ml



Spremnik kapaciteta 250 ml sadrži dovoljno vode za preporučeno čišćenje od 60 sekundi. Jednostavno okrenite i skinite ili upotrijebite bočna vratača za jednostavno punjenje.

Jednostavna tehnika



Jednostavno usmjerite, pritisnite i očistite, za učinkovitije čišćenje između zuba. Vrh usmjerite između zuba i uzduž linije desni i pustite da obavi sav posao umjesto vas!

Standardni vrh za usmjereno čišćenje



Standardni vrh s jednom mlaznicom povećava pritisak za usmjereno čišćenje i uklanjanje ostataka hrane, kad vam je to potrebno.

Specifikacije

Snaga

Napon: Višenaponski punjač

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Odlične radne značajke

Čišćenje: Čisti cijela usta u roku od 60 – 90 sekundi

Predmeti u kompletu

Standardna mlaznica F1: 1

Mlaznica F3 Quad Stream: 1

Putna torbica: 1

USB kabel za punjenje: 1

USB adapter za zid: 1

Bežični Sonicare Power Flosser: 1

Načini rada

Clean (čišćenje): Za temeljito svakodnevno čišćenje

Deep Clean (dubinsko čišćenje): Za dubinsko interdentalno čišćenje

Intenziteti: 3 razine

Prednosti za zdravlje

Subgingivalno: Uklanja do 99 % naslaga ispod linije desni**

