

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Burnos irigatorius

„Quad Stream“ technologija
Imp. srovės nukreipia tinkama
linkme



HX3826/33

Tarpdančių valymas su nauja „QuadStream“ technologija

Pašalina iki 99,9 % apnašų* valomose vietose

Lengvai, kruopščiai išvalykite tarpdančius, kad pagerėtų dantenų sveikata. Unikalus „Quad Stream“ antgalis nuvalo daugiau ploto įdedant mažiau pastangų, kad tarpdančiai kaskart būtų išvalyti efektyviau, todėl lengva juos valyti teisingai.

Easy and convenient

- Pastangų nereikalaujanti technika
- Lengvai pripildoma 250 ml talpa
- Greitas universalus įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį
- Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti


Faster, more effective flossing

- 2 irigavimo režimai, 3 intensyvumo nustatymai
- Visiška švara per 60 sek.
- Impulsinės srovės technologija nukreipia nuo danties prie danties
- „Quad Stream“ technologija skirta greitesniam, veiksmingesniam tarpdančių valymui

PHILIPS
sonicare


Ypatybės

„Quad Stream“ technologija



Unikalios „X“ formos „Quad Stream“ antgalis atskiria srovę į 4 vandens sroves, kurios apima didesnį plotą tarp dantų ir išilgai dantėnų linijos. Išvalykite greičiau, giliau ir nevardami su dantų siūlu.

„Pulse Wave“ technologija



Švelnūs vandens impulsai padeda judėti nuo danties prie danties naudojant režimą „Deep Clean“, todėl tinkamai iššvalysite kiekvieną kartą.

2 režimai, 3 intensyvumai



Pasirinkite jūsų šypsenai tinkančią švarą. Režimas „Clean“ užtikrina nepertraukiamą srovę, skirtą efektyviam kasdieniam valymui. „Deep Clean“ impulsai skirti valyti kruopščiau.

Intensyvumo lygis reguliuojamas taip, kad jaustumėtės maloniai.

Visiška švara per 60 sek.



Pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas naudodami 360 laipsnių besisukantį antgalį, kad prietaisą galėtumėte naudoti nukreipę bet kuria kryptimi. Kruopščiai išvalykite 360 laipsnių vos per 60 sek. nuo pradžios iki pabaigos.

Greitas įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį



Patogus įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį. Vienu įkrovimu dantis galite valyti iki 14 dienų.


250 ml talpa



250 ml talpoje telpa pakankamai vandens, kad galėtumėte valyti rekomenduojamas 60 sek.


Norėdami lengvai pripildyti, tiesiog pasukite ir išimkite arba naudokite šonines užpildymo dureles.

Pastangų nereikalaujanti technika



Tiesiog nukreipkite, paspauskite ir efektyviai išvalykite tarpdančius. Nukreipkite antgalį tarp dantų bei palei dantėnų liniją ir leiskite jam atlikti visą darbą už jus!

Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti



Standartinis vienos srovės antgalis veikia didesniu slėgiu, kad prirėikus išvalytumėte konkrečią vietą ir pašalintumėte maisto apnašas.

Specifikacijos

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

„Performance“

- Valymas: Visą burną išvalysite per 60–90 sek.

Pridėti priedai

- Belaidis „Power Flosser“ prietaisas: 1
- „F1 Standard“ antgalis: 1

- „F3 Quad Stream“ antgalis: 1
- Kelioninis krepšys: 1
- USB įkrovimo laidas: 1
- USB sieninis adapteris: 1

Režimai

- „Clean“: Kruopštus kasdienis valymas
- Intensyvumo nustatymai: 3
- „Deep Clean“: Gilus valymas tarp dantų

Nauda sveikatai

- Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 99 % apnašų valomose vietose*

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda



Išleidimo data 2024-02-18

Versija: 6.6.1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis.