

PHILIPS

AVENT

Pompa ASI listrik
Single Comfort

Alami

Termasuk botol 4oz



SCF332/01

Lebih nyaman, lebih banyak susu

Pompa ASI dengan bantalan pijat

Saat Anda merasa nyaman dan santai, ASI akan lebih mudah keluar. Itulah sebabnya kami menciptakan pompa ASI paling nyaman: Duduklah dengan nyaman tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan dan biarkan bantalan pijat lembut kami merangsang ASI Anda agar keluar.

Duduk dengan nyaman tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan

- Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

Dengan lembut merangsang ASI agar mengalir

- Bantalan pijat lembut yang terasa hangat

Manfaat lainnya

- Pemasangan intuitif. Pasangan komponen mudah dikenali secara visual
- Desain ringan dan ringkas
- Kompatibel dengan produk menyusui Philips Avent lainnya
- Mudah dibersihkan karena jumlah komponen terpisahnya sedikit
- Mudah dioperasikan dengan sentuhan tombol

Pilih pengaturan yang paling nyaman untuk Anda

- Dilengkapi mode rangsangan lembut dan 3 setelan memompa

Kelebihan Utama

Posisi lebih nyaman



Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol, sekalipun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI tertuang ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa secara alami akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

Beberapa pengaturan sederhana yang bisa dipilih

Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang paling nyaman bagi Anda.

Bantalan pijat lembut



Bantalan pijat kami memiliki tekstur baru selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman

dan lembut. Bantalan ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi Anda sehingga ASI mengalir.

Desain ringkas

Desain pompa ASI ini ringkas, sehingga mudah dipegang dan diposisikan pada payudara. Unit alas yang kecil dan ringan dapat ditempatkan dengan mudah dalam jangkauan yang nyaman sehingga bisa memompa dengan kontrol penuh. Agar lebih praktis saat menyimpan dan bepergian, selang dapat digulung di sekeliling unit alas. Mudah digunakan saat bepergian dengan baterai.

Mudah dibersihkan

Mudah dibersihkan karena jumlah komponen terpisahnya sedikit. ASI tidak akan bersentuhan dengan selang dan unit alas. Semua komponen bisa dicuci mesin, kecuali komponen yang berhubungan dengan listrik.

Mudah dioperasikan

Pompa ASI listrik single ideal bagi ibu yang sering memompa ASI dan ingin memompa dengan mudah, cukup dengan menyentuh tombol.

Pemasangan intuitif

Pasangan komponen mudah dikenali secara visual untuk pemasangan yang intuitif.

Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel

Pompa ASI ini dapat dikombinasikan dengan produk menyusui lainnya yang terdapat di rangkaian Philips Avent, termasuk botol dan wadah penyimpanan ASI Classic. Philips Avent juga menyediakan beragam aksesoris perawatan payudara untuk membantu Anda menyusui lebih lama dan lebih nyaman.

Spesifikasi

Pompa ASI

Bahan: Bebas BPA*

Desain

Desain pompa ASI: Desain ringkas

Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Negara asal

Inggris

Bahan

Pompa ASI: Polipropilena, Bebas BPA*

Botol: Polipropilena, Bebas BPA*

Dot: Silikon, Bebas BPA*

Item yang disertakan

Dot ekstra lembut untuk bayi baru lahir: 1 pcs

Kemasan sampel bantalan payudara: 2 (2

Bantalan siang & 2 Bantalan malam) pcs

Cakram penyegel untuk menyimpan susu:

1 pcs

Botol Natural 4oz: 1 pcs

Bodi pompa ASI: 1 pcs

Bantalan ukuran standar: 1 pcs

Unit alas termasuk selang: 1 pcs

Cakram karet tambahan: 1 pcs

Mudah digunakan

Penggunaan pompa ASI: Pemasangan intuitif,

Mudah dibersihkan, Rangkaian produk yang

sepenuhnya kompatibel

Fungsi

Tanpa harus membungkuk: Duduk dengan

posisi nyaman

Bantalan pijat lembut: Rangsangan lembut

Pengaturan: 3 Pengaturan memompa, 1 Mode

stimulasi

Tahap perkembangan

Tahap: 0 - 6 bulan

