

Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
Irygator do zębów

2 programy czyszczenia

3 poziomów intensywności  
Technologia Quad Stream  
2 wymienne nasadki



HX3826/31

## Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

Usuwa do 99% płytki nazębnej\* w czyszczonych obszarach

Dokładne, lecz łatwe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych poprawia zdrowie dziąseł. Irygator Philips Sonicare z unikalną nasadką QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię zębów i dziąseł, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie.

### Easy and convenient

- Duży i wymowany zbiornik na wodę?
- Szybkie i uniwersalne ładowanie
- Czyszczenie niewymagające wysiłku
- Nasadka F1 Standard do uniwersalnego czyszczenia

### Faster, more effective flossing

- 2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności
- Pełne czyszczenie w 60 sekund\*
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

**PHILIPS**  
sonicare

Irygator do zębów

2 programy czyszczenia 3 poziomów intensywności, Technologia Quad Stream, 2 wymienne nasadki

HX3826/31

## Zalety

### Technologia QuadStream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. \*W porównaniu do zwykłej końcówki i wodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

### Technologia Pulse Wave



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.


### 2 tryby, 3 poziomy intensywności



Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean

zapewnia ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.

### Pełne czyszczenie w 60 sekund



Dobrze wyprofilowana nasadka Irygatora Philips Sonicare pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Dzięki czemu pełne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych zajmuje zaledwie 60 sekund. \* W programie czyszczenia Clean

### Szybkie ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką




Wygodne ładowanie za pomocą przewodu z małą wtyczką. Jedno ładowanie umożliwia czyszczenie przez nawet 14 dni.

### Zbiornik 250 ml




Pojemność zbiornika 250 ml wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie. Wystarczy odkręcić zbiornik lub otworzyć boczną kłapkę, aby go napełnić. Zbiornik można myć w zmywarce.?

### Technika niewymagająca wysiłku



Wystarczy skierować nasadkę irygatora między przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł i nacisnąć przycisk, aby zapewnić skuteczne czyszczenie obszarów niedostępnych dla szczoteczki!

### Standardowa końcówka do czyszczenia punktowego



Uniwersalna nasadka do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Irygator do zębów

2 programy czyszczenia 3 poziomów intensywności, Technologia Quad Stream, 2 wymienne nasadki

HX3826/31

## Dane techniczne

### Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

### Serwis

- Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

### Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

### Wydajność

- Czyszczenie: Czyszczenie jamy ustnej w 60–90 sekund

### Elementy zestawu

- Nasadka F1Standard: 1

- Nasadka F3 Quad Stream: 1
- Torba podróżna: 1
- Przewód do ładowania USB: 1
- Adapter ścienny USB: 1
- Bezprzewodowy irygator doustny Sonicare: 1

### Tryby

- Clean: Dokładne doczyszczenie na co dzień
- Poziomy intensywności: 3 poziomy
- Głębokie czyszczenie: Dokładne doczyszczenie przestrzeni międzyzębowych

### Stylizyka i wykończenie

- Kolor: Biały



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.7.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.