

PHILIPS

sonicare

Τυπικές κεφαλές
οδοντόβουρτσας Sonic

Philips Sonicare S2
Sensitive

4 τμχ.

Κανονικό μέγεθος

Κουμπωτή

Σύζευξη λειτουργίας BrushSync



HX6054/10



Απαλό και αποτελεσματικό βούρτσισμα

Εξαιρετικά μαλακή κεφαλή βουρτσίσματος για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Η κεφαλή βουρτσίσματος S2 είναι ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια και ούλα. Οι εξαιρετικά λεπτές τρίχες εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθαρισμό με απαλό βούρτσισμα. Το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης*

Εύκολη χρήση

- Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος
- Ετοιμη για σύνδεση με τη λαβή Sonicare

Υψηλή απόδοση


- 70% βιολογικό πλαστικό*
- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη απαλότητα

Σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια και ούλα

- Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα στα δυσπρόσιτα σημεία**
- Φροντίζει πιο απαλά τα δόντια και τα ούλα
- Έως 5 φορές υγιέστερα ούλα σε 6 εβδομάδες***


Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά λεπτές τρίχες



Διαθέτοντας τις λεπτότερες τρίχες από οποιαδήποτε άλλη κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare (0,1 mm), η S2 Sensitive προσφέρει απαλό και παράλληλα αποτελεσματικό βούρτσισμα.

Μοναδικά απαλή σχεδίαση



Με περισσότερες από 3.000 εξαιρετικά λεπτές τρίχες η κεφαλή βουρτσίσματος είναι μοναδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει ήπιο και παράλληλα αποτελεσματικό καθαρισμό που αφαιρεί 10 φορές περισσότερη πλάκα στα δυσπρόσιτα σημεία.**

Περισσότερη φροντίδα για τα ούλα σας



Καθώς βουρτσίζετε τα δόντια σας, οι εξαιρετικά μαλακές τρίχες βουρτσίζουν επίσης απαλά τη γραμμή των ούλων σας, βελτιώνοντας την υγεία των ούλων σε μόλις έξι εβδομάδες.

Χρήση βιολογικού πλαστικού



Μέλημά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.*

Αξιόπιστο βούρτσισμα Sonicare



Εξασφαλίστε ασύγκριτα αποτελέσματα καθαρισμού με την προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare. Χάρη στις εξαιρετικά απαλές τρίχες, η κεφαλή

βουρτσίσματος S2 Sensitive έχει αποδειχθεί κλινικά ότι αφαιρεί την πλάκα αποτελεσματικά και παράλληλα φροντίζει απαλά τα ούλα σας.

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Η απόδοση των κεφαλών βουρτσίσματος μειώνεται μετά από 3 μήνες χρήσης. Η τεχνολογία BrushSync σας υπενθυμίζει πότε ακριβώς να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος με βάση τις δικές σας συνήθειες βουρτσίσματος.

Κουμπωτός σχεδιασμός



Αυτή η κουμπωτή κεφαλή βουρτσίσματος ταιριάζει απόλυτα στις λαβές των Philips Sonicare (ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα). Χάρη στον κουμπωτό σχεδιασμό της, ο καθαρισμός και η αντικατάσταση της κεφαλής γίνονται απίστευτα εύκολα.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Εξαιρετικά μαλακή

Χρώμα: Λευκό

Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που ξεθωριάζει

Μέγεθος: Τυπικοί

Έξυπνη αναγνώριση κεφαλής βουρτσίσματος

Συμβατότητα

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωπή

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Σειρά 2, άμυνα κατά της πλάκας, Σειρά 2, έλεγχος της πλάκας, Σειρά 3,

υγεία των ούλων, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Για παιδιά, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Σειρά 1100, Σειρά 3100, Σειρά 2100

Μη κατάλληλο για: Philips One, Essence

Περιλαμβάνεται

Κεφαλές βουρτσίσματος: 4 κεφαλές βουρτσίσματος S2 Sensitive

Ποιότητα και απόδοση

Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες

Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

