

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Oralni tuš

Tehnologija Quad Stream
Impulsni valovi za navođenje



HX3826/33

Inovativno čišćenje između zuba uz tehnologiju QuadStream

Uklanja do 99,9 % naslaga* na područjima primjene

Temeljito čišćenje područja između zuba bez napora radi poboljšanja zdravlja desni. Jedinstveni Quad Stream vrh čisti veće površine uz manje napora kako bi čišćenje između zuba bilo učinkovitije svaki put.

Easy and convenient

- Spremnik od 250 ml jednostavan za punjenje
- Jednostavna tehnika
- Brzo univerzalno punjenje uz kabel USB-A – mali utikač
- Standardni vrh za usmjereno čišćenje

Faster, more effective flossing

- Potpuno čišćenje u 60 sekundi
- 2 načina rada čišćenja, 3 intenziteta
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tehnologija Quad Stream za brže i učinkovitije čišćenje

PHILIPS
sonicare

Oralni tuš

Tehnologija Quad Stream Impulsni valovi za navođenje

Istaknute znač.

Tehnologija Quad Stream



Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja tok u 4 mlaza vode koji pokrivaju veće područje između zuba i uzduž linije desni. Osigurajte brže i dubinsko čišćenje bez gnjavaže s koncem za zube.

Tehnologija Pulse Wave



Nježni vodeni impulsi u načinu rada Deep Clean navode vas od zuba do zuba, za dubinsko čišćenje svaki put.

2 načina rada, 3 intenziteta



Odaberite čišćenje koje će vam uljepšati osmijeh. Način rada Clean osigurava kontinuirani protok za učinkovito svakodnevno čišćenje. Deep Clean impulsi za

temeljitiše čišćenje. Podesive razine intenziteta pružaju željenu udobnost.

Potpuno čišćenje u 60 sekundi



Dosegnite teško dostupna područja mlaznicom koja se okreće za 360 stupnjeva tako da uređaj možete upotrebljavati u bilo kojoj orijentaciji. Očistite temeljito 360° u samo 60 sekundi od početka do kraja.

Brzo punjenje uz kabel USB-A – mali utikač



Praktično punjenje uz kabel USB-A – mali utikač. Do 14 dana uporabe uz samo jedno punjenje.


HX3826/33

Spremnik od 250 ml




Spremnik kapaciteta 250 ml sadrži dovoljno vode za preporučeno čišćenje od 60 sekundi. Jednostavno okrenite i skinite ili upotrijebite bočna vratašca za jednostavno punjenje.

Jednostavna tehnika



Jednostavno usmjerite, pritisnite i očistite, za učinkovitije čišćenje između zuba. Vrh usmjerite između zuba i uzduž linije desni i pustite da obavi sav posao umjesto vas!

Standardni vrh za usmjereno čišćenje



Standardni vrh s jednom mlaznicom povećava pritisak za usmjereno čišćenje i uklanjanje ostataka hrane, kad vam je to potrebno.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Rad

- Čišćenje: Čisti cijela usta u roku od 60 – 90 sekundi

Predmeti u kompletu

- Bežični Power Flosser: 1
- Standardna mlaznica F1: 1
- Mlaznica F3 Quad Stream: 1

- Putna torbica: 1
- USB kabel za punjenje: 1
- USB adapter za zid: 1

Načini rada

- Clean (čišćenje): Za temeljito svakodnevno čišćenje
- Intenziteti: 3
- Deep Clean (dubinsko čišćenje): Za dubinsko interdentalno čišćenje

Prednosti za zdravlje

- Uklanjanje naslaga: Uklanja do 99 % naslaga na područjima primjene*

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Istraživanje in-vitro. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.