


Philips Sonicare Trådlös  
Power Flosser 3000  
Mundusch

Tar bort upp till 99,9 % av placken

2 tandtrådslägen, 3  
intensitetsnivåer  
Fullständig rengöring på 60  
sekunder  
250 ml behållare



HX3826/33

## Tandtrådsanvändning på ett nytt sätt med QuadStream-teknik

Tar bort upp till 99,9 % av placken\* i behandlade områden

Smidig och noggrann rengöring mellan tänderna för att få friskare tandkött. Unik Quad Stream-spets rengör ett större område enklare för en effektivare rengöring mellan tänderna varje gång, så det blir enkelt att göra rätt.

### Easy and convenient

- Enkel teknik
- 250 ml behållare som är lätt att fylla på
- Snabb universell laddning med USB-A till liten kontaktkabel
- Standardspets för punktrengöring

### Faster, more effective flossing

- Fullständig rengöring på 60 sekunder
- 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer
- Pulse Wave-tekniken leder dig från tand till tand
- Quad Stream-teknik för snabbare, effektivare tandtrådsanvändning

**PHILIPS**  
sonicare

## Mundusch

Tar bort upp till 99,9% av placken 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer, Fullständig rengöring på 60 sekunder, 250 ml behållare

# Funktioner

### Quad Stream-teknik



Unik X-formad Quad Stream-spets separerar flödet i fyra vattenstrålar som täcker ett större område mellan tänderna och längs tandköttskanten. Få en snabbare och djupare rengöring utan krångel med tandtråd.

### Pulse Wave-teknik



Skonsamma vattenpulser vägleder dig från tand till tand i djuprengöringsläget – så att det blir rätt varje gång.

### 2 lägen, 3 intensitetsnivåer



Välj den rengöring som passar ditt leende. Rengöringsläget ger ett kontinuerligt flöde för effektiv daglig rengöring. Djuprengöringspulser

ger en mer noggrann rengöring. Justerbar intensitetsnivå anpassas för komfort.

### Fullständig rengöring på 60 sekunder



Kom åt svåråtkomliga ställen med ett munstycke som roterar 360 grader så att du kan använda enheten i alla riktningar. Få en grundlig 360 graders rengöring på bara 60 sekunder från start till slut.

### Snabb laddning med USB-A till liten kontaktkabel



Smidig laddning med USB-A till liten kontaktkabel. Du kan rengöra i upp till 14 dagar på bara en laddning.

HX3826/33

### 250 ml behållare




Behållarens kapacitet på 250 ml rymmer tillräckligt med vatten för en rekommenderad 60-sekunders rengöring. Vrid och ta loss eller använd sidoluckan för enkel påfyllning.

### Enkel teknik



Peka, tryck och rengör för effektivare rengöring mellan tänderna. Rikta spetsen mellan tänderna och längs tandköttskanten och låt den göra jobbet åt dig!

### Standardspets för punktrengöring



En standardspets med en ström ökar trycket för punktrengöring och borttagning av matrester när du behöver det.

## Mundusch

Tar bort upp till 99,9 % av placken 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer, Fullständig rengöring på 60 sekunder, 250 ml behållare

# Specifikationer

### Effekt

- Spänning: Flerspänningsladdare

### Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

### Lättanvänd

- Handtag: Tunn, ergonomisk design
- Munstycke: Lätt klicka fast och ta bort

### Prestanda

- Rengöring: Rengör hela munnen på 60–90 sekunder

### Medföljande tillbehör

- Trådlös Power Flosser: 1
- F1 Standardmunstycke: 1

- F3 Quad Stream-munstycke: 1
- Resefodral: 1
- USB-laddningskabel: 1
- USB-väggadapter: 1

### Lägen

- Rengöra: För en noggrann daglig rengöring
- Intensitetsnivåer: 3
- Djuprengöring: För en djuprengöring mellan tänderna

### Häls fördelar

- Plackborttagning: Tar bort upp till 99 % av placken i behandlade områden\*

### Design och finish

- Färg: Svart



Publiceringsdatum  
2024-02-27

Version: 6.6.1

EAN: 87 20689 01104 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 en in vitro-studie. De faktiska resultaten kan variera.