

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche eléctrico



SCF398



Inspirado en los bebés, diseñado para las madres de todo el mundo

Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural en la que los bebés succionan. El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón

Personalizado y fácil de utilizar

- Número de piezas reducido y configuración intuitiva
- Funda aislante incluida
- Función de pausa/inicio
- Función de memoria
- Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar
- Bolsa y funda para el extractor de leche
- Experiencia personalizada: 8 + 16 niveles de ajuste

Suave y cómodo

- Cojín de silicona adaptable y suave
- Extracción sin tener que inclinarte

Extracción rápida, más leche en menos tiempo*


- Tecnología Natural Motion para un flujo de leche rápido*

Batería recargable y temporizador

- Batería recargable para extraer en cualquier parte


Destacados

Flujo de leche rápido*



Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula el pecho para extraer la leche como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*

Se adapta al pezón



Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños* (hasta 30 mm).

Extracción cómoda



Relájate mientras se extrae la leche gracias al diseño que te permite sentarse recta, en lugar de inclinada. No tienes por qué inclinarte; la comodidad de esta posición de extracción se ha probado clínicamente.*

Se adapta a todas tus necesidades



Adapta cada sesión a tus necesidades, con una amplia gama de ajustes de estimulación y extracción. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 niveles de extracción, para una experiencia personalizada.

Extracción discreta en cualquier parte



Extrae cuando y donde quieras, gracias a nuestro motor silencioso con un diseño estilizado.

Uso intuitivo en cualquier parte



Extrae en cualquier lugar sin preocupaciones. Nuestra batería recargable incluye un adaptador micro-USB y dura hasta 3 sesiones, con una sola carga completa.

Limpieza y configuración sencillas



Nuestro sistema de extracción cerrado evita el paso de la leche por tubos y facilita la limpieza. Al contar con menos piezas, hace que volver a montarlo sea más fácil.

Guarda tus ajustes favoritos



¿Te gusta una configuración específica? El extractor de leche recuerda automáticamente los ajustes más recientes, por lo que todo lo que necesitas hacer es sentarte y pulsar el botón de Inicio.

Seguimiento del tiempo de extracción

Hace seguimiento del tiempo de extracción en cada pecho, y del tiempo de extracción total con la pantalla del temporizador digital.

Páusalo cuando quieras



Si necesitas ajustar el extractor o quieres tomar un descanso, solo debes pulsar el botón de pausa/inicio.

Especificaciones

Potencia

Voltaje de alimentación: 100V - 240 V

Qué incluye

Botella de 125 ml con tetina de 0 m+: 2 uds

Kit de extracción: 2 uds

Funda aislante: 1 uds

Adaptador micro-USB: 1 uds

Unidad motora (recargable): 1 uds

Discos selladores: 2 uds

Bolsas para leche: 5 uds

