

Philips Philips Avent
Válvula da bomba tira-leite

Bombas tira-leite
Branco

CP9287/01



Transfere o leite materno da bomba para o biberão

Verifique a compatibilidade abaixo

Esta válvula mantém o vácuo de que a sua bomba tira-leite necessita para que o leite materno passe da bomba para o biberão. Para uma bomba que funcione corretamente, mantenha a válvula em perfeitas condições.

Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

PHILIPS

Especificações

Peças de substituição

- Compatível com os tipos de produto: SCF393
SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430
SCF441

Peças de substituição

- Compatível com os tipos de produto: SCD292
SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391
SCF392

Destaques

Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.



Data de publicação
2023-10-30

Versão: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com