

PHILIPS

AVENT

Göğüs pompası için
Tutma yeri

Natural

Comfort göğüs pompası

Manuel

CP9282



Göğüs pompası diyaframını hareket ettirmek için.

Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünleri bulun

Tutma yeri aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde emiş gücü oluşur. Tutma yerindeki basıncı değiştirerek emiş gücünü kontrol edebilirsiniz.

Kullanımı kolay Philips yedek parçaları

- Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

Özellikler

Kolaylıkla yenilenebilen ürün parçaları

Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürünüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir parça

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur::
SCF330/40, SCF330/70, SCF330/20,
SCF330/71, SCF330

