

Philips Philips Avent  
Mellszívófogantyú

Mellszívók  
Fehér

CP9282/01



## A mellszívó szívóerejének beállítása

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

A mellszívó motoregysége két megnyomás után megjegyzi, majd automatikusan ismétli a kívánt ritmust. A fogantyúval változtatható a nyomás, így megtalálhatja az Önnek megfelelő szívóerőt.

### **Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően**

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

**PHILIPS**

# Műszaki adatok

## Cserélhető alkatrészek

- A következő terméktípusokhoz:: SCD221 SCD293

SCF317/01 SCF330 SCF332 SCF334 SCF430  
SCF441/01

# Fénypontok

## Termékalkatrészek egyszerű beszerzése

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.



Kiadás dátuma  
2023-10-31

Verzió: 4.4.1

EAN: 87 10103 62254 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)