

**Philips Sonicare Power
Flosser 3000**

Irrigador oral sem fios

Remove até 99,9% de placa
bacteriana

2 modos, 3 intensidades

Limpeza completa em 60
segundos

Carregamento rápido universal
com cabo USB-A



HX3826/33

Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream

Remove até 99,9% de placa bacteriana* nas áreas tratadas

Limpeza profunda sem esforço entre os dentes para melhorar a saúde das gengivas. A ponta Quad Stream exclusiva limpa uma área superior com menos esforço para uma utilização mais fácil, correta e eficaz do fio dentário em todas as ocasiões.

Simples e prático

- Técnica sem esforço
- Reservatório de 250 ml fácil de encher
- Carregamento rápido universal com cabo USB-A para ficha pequena
- Ponta padrão para limpeza localizada

Utilização de fio dentário mais rápida e eficaz

- 2 modos de utilização de fio dentário, 3 intensidades
- Limpeza completa em 60 segundos
- A tecnologia Pulse Wave orienta de dente para dente
- Tecnologia Quad Stream para uma utilização de fio dentário mais rápida e eficaz

PHILIPS
sonicare

Irrigador oral sem fios

Remove até 99,9% de placa bacteriana 2 modos, 3 intensidades, Limpeza completa em 60 segundos, Carregamento rápido universal com cabo USB-A

Destques

Tecnologia Quad Stream



A exclusiva ponta Quad Stream em forma de X separa o fluxo em 4 jatos de água que cobrem mais área entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Obtenha uma limpeza mais rápida e profunda sem o incómodo do fio dentário manual.

Tecnologia Pulse Wave



Os suaves impulsos de água mantêm-no em movimento e orientam-no de dente para dente no modo de limpeza profunda, para que fique sempre tudo limpo à primeira.

2 modos, 3 intensidades



Escolha a limpeza que se adapta ao seu sorriso. O modo de limpeza fornece um fluxo contínuo para uma limpeza diária eficaz. Impulsos de limpeza profunda para uma limpeza mais


profunda. O nível de intensidade ajustável adapta-se para proporcionar conforto.

Limpeza completa em 60 segundos



Aceda àquelas áreas de difícil acesso com uma escova que roda 360 graus, para que possa utilizar o dispositivo em qualquer orientação. Obtenha uma limpeza completa de 360 graus em apenas 60 segundos, do início ao fim.

Carregamento rápido com cabo USB-A para ficha pequena



Carregamento prático com cabo USB-A para ficha pequena. Autonomia até 14 dias com apenas um carregamento.

Reservatório de 250 ml




A capacidade do reservatório de 250 ml contém água suficiente para uma limpeza

HX3826/33


recomendada de 60 segundos. Basta rodar e retirar ou utilizar a porta de enchimento lateral para facilitar o reabastecimento.

Técnica sem esforço



Basta apontar, premir e limpar para uma utilização do fio dentário mais eficaz. Direcione a ponta para entre os dentes e ao longo da linha das gengivas e deixe que faça todo o trabalho por si!

Ponta padrão para limpeza localizada



Uma ponta padrão de fluxo único aumenta a pressão para uma limpeza localizada e a remoção de resíduos de alimentos quando necessário.

Irrigador oral sem fios

Remove até 99,9% de placa bacteriana 2 modos, 3 intensidades, Limpeza completa em 60 segundos, Carregamento rápido universal com cabo USB-A

Especificações

Potência

- Voltagem: Carregador multitensão

Assistência

- Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

- Pega: Design ergonómico esguio
- Acessório de escova: Encaixa e desencaixa facilmente

Performance

- Limpeza: Limpa toda a boca em 60-90 seg

Itens incluídos

- Fio dentário elétrico sem fios: 1
- Escova padrão F1: 1

- Escova Quad Stream F3: 1
- Bolsa de transporte: 1
- Cabo de carregamento USB: 1
- Adaptador de parede USB: 1

Modos

- Limpeza: Para uma limpeza diária em profundidade
- Intensidades: 3
- Limpeza profunda: Para uma limpeza interdental profunda

Benefícios para a saúde

- Remoção da placa dentária: Remove até 99% de placa bacteriana nas áreas tratadas*

Design e acabamento

- Cor: Preto



Data de publicação
2024-03-01

Versão: 6.6.1

EAN: 87 20689 01104 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Num estudo in vitro. Os resultados reais podem variar.