



Philips Sonic electric
toothbrush
钻石 7 系

先进的声波震动技术

牙医共研 *2+1 变频护龈
智能互动彩屏
智能压力感应灯环

HX3792/01

飞利浦首款变频护龈刷，牙医共研 * 真护龈

牙医共研 *2+1 Gum Pro 变频护龈，深度清洁口腔

通过内置智能互动彩屏，展现日常刷牙情况；与牙医共研 *2+1Gum Pro 变频护龈模式不伤牙龈；内置先进的压力传感灯，刷牙力度尽掌控；使用 G3 护龈刷头，凝胶全包裹科技，获得卓越的刷牙体验。

优化您的刷牙体验

- 智能互动彩屏直观显示，便于即时查看刷牙效果
- 采用 Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器实现最佳刷牙效果
- Easy-Start 刷牙动力增强装置可让您轻松过渡

提供高效清洁

- 我们的技术可为您带来高效而温和的洁牙体验
- 5 种模式：清洁、专业护龈、深层清洁、敏感、亮白
- 去除多达 99.9% 的牙菌斑 **

保护牙龈

- 智能压力感应灯环，通过刷柄内置的压力传感器实时感应，刷牙力度尽掌控
- G3 护龈刷头，凝胶全包裹，能够吸收施加在牙龈上的多余压力，刷牙力度尽掌控

PHILIPS

规格

功率

- 电压：5 伏直流

技术规格

- 操作时间（电量从满到空）：长达 14 天
- 电池：充电式设计
- 电池类型：锂离子

设计和外观

- 颜色：黑金属色

服务

- 保修：2 年有限保修

操作简易

- 牙刷头系统：便捷的卡入式刷头

包含

- 充电器：1 个充电器
- 刷头：2 支智臻护龈牙刷头 (G3)

清洁效能

- 提醒功能：BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器
- 压力反馈：牙刷柄底部的感应环呈橙色亮起

模式

- 清洁：提供出色的日常清洁（2 分钟）
- 深层清洁：彻底清洁，重焕活力（3 分钟）
- 白色：去除牙齿上的污渍（2 分钟 30 秒）
- 敏感：温和清洁牙龈（2 分钟）
- Gum Pro：对牙龈进行彻底清洁并温和地按摩（3 分钟）

精锐感知科技

- 智能力度感应：刷牙太过用力时提醒
- BrushSync 刷头更换提醒：始终了解，何时更换刷头



发行日期 2025-04-15

版本：5.5.1

EAN: 69 23410 70719 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 钻石 7 系“3 分钟变频护龈模式”基于飞利浦与牙医共同研讨结果设计

** 使用 G3 Premium Gum Care 刷头在清洁模式下刷牙（与手动牙刷相比）；在实验室研究中，实际结果可能会有所不同