

PHILIPS

钻石7系

Sonic electric
toothbrush

先进的声波震动技术

牙医共研*2+1变频护龈

智能互动彩屏

智能压力感应灯环

HX3792/02



飞利浦首款变频护龈刷，牙医共研*真护龈

牙医共研*2+1 Gum Pro 变频护龈，深度清洁口腔

通过内置智能互动彩屏，展现日常刷牙情况；与牙医共研*2+1Gum Pro变频护龈模式不伤牙龈；内置先进的压力传感灯，刷牙力度尽掌控；使用 G3 护龈刷头，凝胶全包裹科技，获得卓越的刷牙体验

优化您的刷牙体验

- 智能互动彩屏直观显示，便于即时查看刷牙效果
- 采用 Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器实现最佳刷牙效果
- Easy-Start 刷牙动力增强装置可让您轻松过渡

提供高效清洁

- 我们的技术可为您带来高效而温和的洁牙体验
- 5 种模式：清洁、专业护龈、深层清洁、敏感、亮白
- 去除多达 99.9% 的牙菌斑**

保护牙龈

- 智能压力感应灯环，通过刷柄内置的压力传感器实时感应，刷牙力度尽掌控
- G3护龈刷头，凝胶全包裹，能够吸收施加在牙龈上的多余压力，刷牙力度尽掌控

产品亮点

先进的声波震动技术




我们独特的Sonicare声波震动科技可以精准地打出温和和微气泡，到达牙缝中的深层部位。刷头每分钟震动 31,000 次***，可温和清洁您的牙齿，击碎牙菌斑并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

智能互动彩屏



内置智能互动彩屏可就您的刷牙力度、刷牙时间、电池寿命提供即时反馈，同时提醒您应更换刷头。无需安装应用程序，一键掌握关键信息，养成更好的刷牙习惯。

智能压力感应灯环



飞利浦 Sonicare 配备了先进的压力传感器，可以检测您刷牙时的力度。如果力度太大，牙刷尾部灯环闪烁橙红色灯环，提醒压力过大。

G3智臻护龈刷头



G3护龈刷头，凝胶全包裹，可以轻轻吸收施加到牙龈和牙齿上的多余压力，为您带来最佳的洁牙体验。刷毛顶端呈圆弧形，该弧形设计可以增加刷毛的接触面，保护牙龈并有效清洁牙龈和牙齿。

5种刷牙模式




飞利浦 Sonicare 钻石7系具有 5大模式，可满足您的一切刷牙需求。清洁模式可以提供出色的日常清洁。专业护龈模式具有2+1变频护龈科技，2分钟清洁内外齿面，1分钟清洁牙龈线；深层清洁模式给牙齿带来深度清洁。敏感模式可以轻轻呵护脆弱牙龈，同时清洁牙齿。亮白模式可以有效去除牙渍。

SmarTimer 两分钟智能计时器和 QuadPacer 30秒时段定时器



SmarTimer 2分钟智能计时器和 QuadPacer 30秒时段定时器可指导您对口腔中的所有部位刷到建议的时间，以确保全面清洁。

Easy-Start 刷牙动力增强装置



我们的 Easy-Start 刷牙动力增强装置程序能为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的前 14 次会慢慢增加刷牙动力。

去除多达 99.9% 的牙菌斑



临床实践证明，与手动刷牙相比，采用先进的声波震动技术的 Sonicare 电动牙刷可去除多达 99.9% 的牙菌斑**。它可以清除牙齿和牙龈线上的牙菌斑，同时可以保护牙龈。

规格

功率

电压: 5 伏直流

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 14 天

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 淡粉金属色

服务

保修: 2 年有限保修

操作简易

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

包含

刷头: 2 支智臻护龈牙刷头 (G3)

充电器: 1 个充电器

手柄: 1 个 6800 系列

旅行软袋: 1

清洁效能

提醒功能: BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能

计时器

压力反馈: 牙刷柄底部的感应环呈橙色亮起

模式

清洁: 提供出色的日常清洁 (2 分钟)

Gum Pro: 对牙龈进行彻底清洁并温和地按摩 (3 分钟)

敏感: 温和清洁牙龈 (2 分钟)

白色: 去除牙齿上的污渍 (2 分钟 30 秒)

深层清洁: 彻底清洁, 重焕活力 (3 分钟)

精锐感知科技

BrushSync 刷头更换提醒: 始终了解, 何时更换刷头

智能力度感应: 刷牙太过用力时提醒

