




Fonction intégrée à votre plateforme de monitoring patient Philips

Interprétation rapide des valeurs ST, détection des variations subtiles et évaluation des interventions

ST Map utilise les valeurs ST et les tendances des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales) qu'elle affiche sur une carte intégrée multi-axiale des segments ST d'un patient.



Les enjeux

L'interprétation de valeurs ST statiques pour détecter une évolution de l'état du patient est une tâche chronophage. Les valeurs statiques ne permettent pas d'identifier une pathologie, ni de localiser ou d'anticiper les variations du segment ST.



La solution

ST Map est intégré aux moniteurs patients IntelliVue. Son affichage flexible et clair grâce à une orientation spatiale unique des données aide les cliniciens à identifier rapidement et facilement les variations au niveau du cœur.



Les résultats

Cette solution permet aux soignants (même non spécialisés dans l'interprétation du segment ST) d'identifier rapidement des caractéristiques anormales et d'orienter les patients vers des examens approfondis*.


* Sangkachand P, et al. Continuous ST-Segment Monitoring: Nurses' Attitudes, Practices, and Quality of Patient Care. Am J Crit Care. 2011;20(3):226-238




Affichage personnalisé et exemples d'utilisation

ST-I	0.4
ST-II	0.3
ST-III	-0.1
ST-aVR	-0.4
ST-aVL	0.3
ST-aVF	0.1
ST-V1	-1.1
ST-V2	-1.3
ST-V3	-0.8
ST-V4	0.5
ST-V5	0.7
ST-V6	0.8

La surveillance continue du segment ST est une tâche longue et difficile.



Utilisez l'application ST Map qui offre des intervalles d'affichage des tendances allant de 12 secondes à 30 minutes. Ce mode de visualisation unique aide les cliniciens à repérer les variations subtiles des valeurs.



Obtenez des informations supplémentaires pour les patients en soins intensifs en comparant les valeurs ST aux limites de sus-décalage ST (STE) à l'aide de la fonction STEMI Limit Map/STE Map.



ST Map offre une vue intégrée de l'évolution du segment ST en continu. Tout notre personnel infirmier y a été formé, ce qui leur permet d'avoir une meilleure réactivité par rapport à l'utilisation d'index ST traditionnels. »

— Médecin chef des soins intensifs de cardiologie



Les outils d'aide à la prise de décision clinique disponibles dans les moniteurs patients IntelliVue, transforment les données en informations cliniques pertinentes et exploitables, un véritable gain de temps pour les soignants. Les données issues de plusieurs paramètres cliniques sont affichées de façon innovante et intuitive afin que les cliniciens (au chevet du patient ou à distance) visualisent immédiatement les tendances de l'état d'un patient.

www.philips.fr/clinical-decision-support

Les solutions de monitoring patient Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Juin 2023

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.fr



00000008-00-00 * Juin 2023