



Fonction intégrée à votre plateforme de monitoring patient Philips

Réduction du taux de fausses alarmes grâce à la combinaison de plusieurs paramètres en une seule notification*

Grâce aux seuils de déclenchement des événements multiparamètres et personnalisables, la surveillance avancée des événements permet de mieux identifier les caractéristiques cliniques préoccupantes.



Les enjeux

Une analyse individuelle des différents critères de suivi du patient n'est pas nécessairement représentative de l'état général du patient et peut déclencher des alarmes injustifiées voire gêner la prise de décision.



La solution

L'outil de surveillance avancée des événements vous permet de choisir jusqu'à quatre groupes de paramètres cliniques à mesurer simultanément selon l'état de santé du patient. Il analyse ensuite les données et affiche les tendances de ce groupe de paramètres.



Les résultats

L'analyse groupée de paramètres sélectionnés permet de générer des alertes en cas de changement significatif. Les cliniciens peuvent rapidement visualiser le résumé des événements mémorisés selon des critères personnalisés, facilitant ainsi la prise de décision.

* Bitan Y, O'Connor MF. F1000Res.2012;2-12;1:45.: N=564 cardiac surgery ICU patient days. Positive predictive value was 171/221 = 0.773.



Personnalisez vos seuils de déclenchement pour des soins adaptés



Déterminez les critères de détection du sepsis

(p.ex. FC 90, FR 20, PAM 64 mmHg et temp. 38°C)



Une meilleure visibilité et une détection instantanée des variations significatives

(p.ex. regroupement de la fréquence cardiaque, de la PVC et de la PPV)



Créez vos propres "alarmes intelligentes" en définissant des seuils de déclenchement

(p.ex. émission d'une notification lorsque la FC varie de plus de 40 % en 60 sec)



La configuration de la surveillance des événements est simple et rapide. Lorsqu'elle est configurée correctement, c'est un nouvel outil efficace pour le monitoring patient. »

— Médecin au sein d'un grand groupe de gestion d'établissements de santé



Les outils d'aide à la prise de décision clinique, disponibles dans les moniteurs patients IntelliVue, transforment les données en informations cliniques pertinentes et exploitables, un véritable gain de temps pour les soignants. Les données issues de plusieurs paramètres cliniques sont affichées de façon innovante et intuitive afin que les cliniciens (au chevet du patient ou à distance) visualisent immédiatement les tendances de l'état d'un patient.

www.philips.fr/clinical-decision-support

Les solutions de monitoring patient Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Juin 2023

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.fr



00000011-00-00 * Juin 2023