


PHILIPS

Monitoring patient

Tendances Horizon



Affichage graphique en temps réel des variations de fréquence respiratoire

Détection immédiate des variations des paramètres vitaux

Les tendances Horizon de Philips permettent de visualiser clairement et en un coup d'oeil toute variation d'une valeur cible, et facilitent ainsi la prise de décision clinique.



Les enjeux

Interpréter facilement les tendances des mesures du patient, afin de permettre aux soignants de réagir rapidement face aux signes de détérioration et ce, avant même que les alarmes ne se déclenchent.



La solution

Cet outil de visualisation des variations des paramètres vitaux est composé de marqueurs visuels facilement identifiables, et disponibles en temps réel, qui indiquent les écarts de mesures d'un patient par rapport à la ligne de base ou une plage de valeurs cibles.



Les résultats

Ces indicateurs visuels de variabilité offrent une meilleure visibilité et une détection instantanée des variations significatives. Les cliniciens sont ainsi en mesure de prendre des décisions et de les mettre en application dès que possible.

Configurez le monitoring, les affichages et les notifications



Déterminez les paramètres de monitoring pour chaque patient.



Personnalisez les données affichées à l'écran en fonction de chaque patient.



Une interprétation simplifiée de la barre d'écart, permet de comparer la valeur en cours de mesure à la valeur cible établie pour le patient.



L'utilisation des tendances Horizon nous permet de visualiser l'impact du titrage de médicaments administrés par perfusion sur le maintien de la pression artérielle. C'est très pratique de voir les tendances d'un simple coup d'œil. »

— Une infirmière



Les outils d'aide à la prise de décision clinique, disponibles dans les moniteurs patients IntelliVue, transforment les données en informations cliniques pertinentes et exploitables, un véritable gain de temps pour les soignants. Les données issues de plusieurs paramètres cliniques sont affichées de façon innovante et intuitive afin que les cliniciens (au chevet du patient ou à distance) visualisent immédiatement les tendances de l'état d'un patient.

www.philips.fr/clinical-decision-support

Les solutions de monitoring patient Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Juin 2023

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.fr



00000010-00-00 * Juin 2023