

# PHILIPS

## AVENT

### Pompă de sân electrică

Simplă

Tehnologie Natural Motion, cupa de marime universală

Motor silențios

8+16 niveluri de setare



SCF395



## Inspirat de bebeluși, eficient pentru mame

Tehnologie Natural Motion pentru un debit mai rapid de lapte\*

Intră într-o nouă eră a colectării laptelui cu un echilibru perfect între sucțiune și stimularea mamelonului, inspirat de modul natural în care bebelușii se hrănesc. Pompa electrică de sân Philips Avent menține debitul de lapte la un nivel optim și se adaptează ușor la dimensiunea și forma mamelonului tău.

### Personalizat

- Număr minim de piese și asamblare intuitivă
- Motor silențios pentru o experiență discretă oriunde (utilizare cu fir)
- Funcție de pauză/pornire
- Experiență personalizată, 8 + 16 niveluri de setare
- Funcție de memorare

### Delicat și confortabil


- Perniță moale și adaptivă din silicon
- Colectează-ți laptele fără a te apleca

### Colectare rapidă, mai mult lapte în mai puțin timp\*

- Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui\*


# Repere

## Debit rapid al laptelui\*



Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt\* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebelușul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracție și aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului și de sucțiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de inițiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecție a laptelui).\*

## Se adaptează la mamelonul tău



Pentru că avem forme și dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează și se adaptează ușor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98% din mărimile de mamelon\* (până la 30 mm).

## Stai comod



Stai relaxată în timp ce îți colectezi laptele datorită designului care îți permite să stai cu spatele drept, fără a te apleca în față. Nu este

nevoie să te apleci, poziție comodă de colectare dovedită clinic\*. Pe baza rezultatelor testelor clinice efectuate pe 20 de participante (2019); 90 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică simplă); 95 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică dublă).

## Personalizată în funcție de nevoile tale



Ajustează fiecare sesiune în funcție de necesitățile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare și extracție a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 8 niveluri de stimulare și 16 niveluri de extracție a laptelui pentru o experiență personalizată.

## Colectează-ți laptele discret oriunde



Colectează-ți laptele oricând și oriunde dorești cu motorul nostru silențios cu design subtil. Doar utilizare cu fir.

## Curăță și assemblează cu ușurință



Sistemul nostru închis de colectare împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puțin de curățat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de ușoară.

## Fă pauză oricând dorești



Dacă vrei să modifice setările sau să iei o pauză, butonul start/pauză este mereu la îndemână.

## Salvează setările preferate



Știi ce îți place? Pompa de sân reține automat ultimele setări folosite, așa că tot ce trebuie să faci este să te așezi confortabil și să apeși butonul de pornire.

# Specificații

## Putere

Tensiune de alimentare: 100 - 240 V

## Material

Pompă pentru sân: Fără BPA\* (numai componentele care intră în contact cu laptele)

## Include

Biberon de 4 oz cu tetină pentru 0 luni+: 1 buc.

Tampoane de unică folosință pentru sâni: 2 buc.

Kit de colectare a laptelui: 1 buc.

Unitate motor (doar utilizare cu fir): 1 buc.

Disc de etanșare: 1 buc.

Adaptor micro-USB (doar utilizare cu fir): 1 buc.

Pungi pentru lapte: 5 buc.

## Funcții

Pernă de masaj moale și adaptabilă: Stimulare delicată



\* Pe baza rezultatelor timpului de inițiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecție a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecție a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)

\* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante caucaziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).

\* Pe baza rezultatelor chestionarului pentru perna de masaj 1k de la testul clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019)

\* Pompă de sân fără BPA: doar biberonul și alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011