

# PHILIPS

## sonicare

2x Zwarte sonische opzetborstels

G3 Premium Gum Care

Tot 10x meer tandplakverwijdering

Tot 7x gezonder tandvlees

Medium zachte borstelharen

Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids

HX9052/33



Tot wel 7x gezonder tandvlees in slechts 2 weken\*  
Elke 3 maanden vervangen voor optimaal resultaat

Gezonde tanden beginnen met gezond tandvlees. Verzorg uw tandvlees goed met onze G3 Premium Gum Care-opzetborstel. De zachte zijanten zijn flexibel en plooiën zich om de contouren van uw tandvlees. Zo bereikt u 2x zoveel oppervlak\*\* voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand.

#### Innovatieve technologie

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten\*\*\*\*

#### Ontworpen voor optimale prestaties

- Weet altijd wanneer u de borstel moet vervangen. Krijg altijd een effectieve reiniging.
- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels
- Getest voor uw behoeften op het gebied van mondverzorging

#### For exceptional gum care

- Tot 7x gezonder tandvlees\* in slechts 2 weken\*\*\*

#### An unrivaled deep clean


- De zachte rubberen zijanten buigen mee en zorgen voor tot 2x meer oppervlaktecontact

#### Nu nog duurzamer

- 75% van het plastic in dit product is biogebaseerd\*


# Kenmerken

## Focus op gezond tandvlees



Het afgeronde trimprofiel van de Premium Gum Care-borstelkop maximaliseert het contact tussen de borstelharen en de tandvleeslijn. Zorgt voor tot 7x gezonder tandvlees vs MTB, voor een sterke basis voor uw tanden\*.

## Tandplak behoort tot het verleden



Dit verbetert onze sonische poetskracht waardoor zelfs moeilijk te bereiken oppervlakten nog dieper worden gereinigd. Dankzij het flexibele ontwerp verwijdert Premium Gum Care tot wel 10 keer meer tandplak dan een handtandenborstel.

## Philips Sonicare technologie



Onze opzetborstels zijn ontworpen voor perfecte synchronisatie met Philips Sonicare-technologie. Snelle trillingen geven tot wel 62.000 bewegingen per minuut voor superieure resultaten. Dit begint in het handvat van elke Philips Sonicare-tandenborstel. Elke poetsbeweging zorgt voor een dynamische vloeistofwerking die tandplak bestrijdt en diep

tussen uw tanden en langs de tandvleesrand doordringt voor een zachte, maar effectieve reiniging

## Nu nog duurzamer



Om ons allemaal te helpen onze ecologische voetafdruk te verminderen, is 75% van het plastic in deze borstelkop biogebaseerd\*\*\*\*\* en alle verpakking van onze borstelkop is 100% recyclebaar.\*\*\*\*\*\*

## Elke 3 maanden vervangen



Opzetborstels worden minder effectief als ze 3 maanden zijn gebruikt, maar met BrushSync krijgt u een seintje als uw borstel toe is aan vervanging. Uw slimme tandenborstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en stelt u op de hoogte wanneer het tijd is voor vervanging. Hebt u nog geen slimme Philips Sonicare-tandenborstel? U hoeft alleen maar de blauwe vervangingsborstelharen in de gaten te houden. Zodra deze wit worden, is het tijd om de opzetborstel te vervangen.

## Eenvoudig vast te klikken



Uw G3 Premium Gum Care-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve Philips One en

Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

## Poetsen met een gerust hart



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn veilig en zacht voor de tanden en het tandvlees. Tijdens proeven wordt iedere opzetborstel uitgebreid getest, om er zeker van te zijn dat ze bij elke poetsbeurt uitzonderlijke prestaties leveren en lang meegaan.

## BrushSync™-koppeling van poetsstanden



Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden\*\*\*\* krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare G3 Premium Gum Care-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat\*\*\*\* met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke tandvleesverzorging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

**BrushSync**-herkenning van opzetborstels

**Kleur:** Zwart

**Hardheid borstelharen:** Zacht

**Memo-borstelharen:** Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

**Materiaal van de opzetborstel:** Zachte, flexibele rubberen zijanten

**Formaat:** Standaard

## Compatibiliteit

**Systeem voor opzetborstel:** Opklikbaar

**Geschikt voor de volgende modellen:** 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

DiamondClean 9000, 1100-serie, 3100-serie,

Prestige 9900, ProtectiveClean, 2100-serie

**Niet geschikt voor:** Philips One

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 2 Premium Gum Care

## Kwaliteit en prestaties

**Vervanging:** Iedere 3 maanden

**Getest:** voor optimaal gebruik

## Gezondheidsvoordelen

**Verwijdering van tandplak:** Verwijdert 10 keer meer tandplak\*\*\*\*

**Gezond tandvlees:** Tot 7x gezonder tandvlees\*

