

# PHILIPS

## Suukappale

### InnoSpire Go

Värähtelevä verkkotekniikka

Varaosaa

InnoSpire Go -laitteeseen



HH1345



## Kliinisesti testattu värähtelevä verkkotekniikka

Vaihdeettava suukappale pitää InnoSpire Go -laitteen suorituskykyisenä ja annostelee lääkityksen tehokkaasti sekä lapsille että aikuisille.

#### **Kliinisesti testattu värähtelevä verkkotekniikka**

- Värähtelevä verkkotekniikka, käytössä sairaaloissa maailmanlaajuisesti

#### **Helppo puhdistaa ja huoltaa**

- Vain yksi puhdistettava osa

#### **1 vuoden käyttö**

- Käyttöaika 1 vuosi

# Kohokohdat

## Helppo puhdistaa ja huoltaa



Helposti irrotettava suukappale tekee InnoSpire Go -laitteen käytöstä, huollosta ja puhdistuksesta vaivatonta.

## Kliinisesti testattu tekniikka



Se annostelee aerosolia tasaisesti, optimoi hiukkaskoon ja kohdistaa lääkkeen keuhkoihin.

## Huolto

Suukappaleen takuu: 1 year, recommend yearly replacement

## Tuotteen tiedot

**Suukappale:** for use with InnoSpire Go  
**Enimmäistäyttötaso:** 8 ml  
**Verkon materiaali:** Nickel palladium  
**Rungon ulkomateriaali:** Grilamid™ (plastic)  
**Pakkauksen koko:** 65mm x 65mm x70mm  
**Pakkauksen paino:** 45g

## Hoitokäyttö



Tasainen ja luotettava hoito.

