

PHILIPS

Harnais pour masque
naso-buccal

DreamWear

Accessoires pour masque naso-
buccal

Harnais standard



HH1131



Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque incluent des aimants

Confort et facilité d'utilisation

- Harnais en tissu doux avec clips magnétiques

Points forts

Doux et confortable



Le harnais en tissu doux est confortable à porter pendant la nuit et facile à ajuster grâce à des clips magnétiques qui assurent une adaptation parfaite.

Clips magnétiques



Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

Caractéristiques

Avertissement : interférences magnétiques

Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Read IFU's before use.

Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:
Remplacer au premier signe d'usure

Informations sur le produit

Matériaux: Nylon, Polyurethane foam, Spandex

Garantie: 90 jours

