

Philips Philips Avent  
Deckel mit Griff für  
Sterilisator

**Sterilisatoren**  
Weiß/Blau

**CP1648/01**



## Abdeckung des Sterilisatorkorbes

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Der Deckel des Sterilisators bedeckt den Korb so, dass der Dampf während des Sterilisierens eingeschlossen wird.

**PHILIPS**

# Daten

## Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: SCF284,

SCF285



Ausstellungsdatum  
2023-09-19

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)