

Philips Avent ISIS
Diaphragme silicone pour
tire-lait



SCF158

Pour faire le vide d'air dans le tire-lait.

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce diaphragme permet de faire le vide d'air dans votre tire-lait électronique.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS
AVENT

Spécifications

Pays d'origine

- Angleterre

Étapes de développement

- Étape: 0-6 mois

Caractéristiques

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-10-15

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com