

PHILIPS

AVENT

Conjunto

Manual Breast Pump

Conjunto tudo-em-um

Esterilizar, utilizar a bomba tira-leite e alimentar



SCD430/50



Esterilizar, utilizar a bomba tira-leite e alimentar Conjunto de bomba tira-leite manual com esterilizador

Conjunto de amamentação ideal para mães que procuram um conjunto completo, desde a extração à alimentação e limpeza. Inclui uma variedade de acessórios: uma bomba tira-leite manual, esterilizador, chupetas e biberões.

Alimente com os biberões Philips Avent

- Para uma sucção natural

Acalme com as chupetas Ultra Soft

- Escudo flexível para uma adaptação confortável

Extraia com a bomba tira-leite manual

- Para um fluxo de leite rápido
- Experiência mais confortável
- Ideal para extração ocasional, em qualquer lugar e em qualquer momento
- Sem inclinar para a frente

Esterilize com o esterilizador para micro-ondas

- Rápido e eficiente
- O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas

Destques

Tecnologia de movimento natural



Desfrute do conforto suave da bomba tira-leite manual portátil Philips Avent. Com a tecnologia Natural Motion, inspirada na ação de sucção do bebê para um fluxo de saída mais rápido. Pode ajustar facilmente o ritmo e o vácuo.

Almofada de silicone adaptável



A almofada de silicone contrai-se suavemente e adapta-se ao tamanho e formato únicos do seu mamilo. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo.

Portátil e fácil de utilizar



A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extração fora de casa simples e discreta.

Sente-se confortavelmente



Descontraia e sente-se confortavelmente enquanto extrai leite, graças ao nosso design que lhe permite sentar-se na vertical, em vez de ter de se inclinar para a frente.

Esteriliza em apenas 2 minutos



O esterilizador a vapor para micro-ondas pode ser utilizado para esterilizar biberões e outros produtos em apenas 2 minutos, eliminando 99,9% dos germes e das bactérias. A duração exata do ciclo depende da potência do seu micro-ondas. Demora 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W e 6 minutos a 500-800 W

Elimina 99,9% dos germes



Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.

Inclui os nossos biberões Natural



A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Inclui chupetas Ultra Soft



Cuide da pele sensível com a chupeta Ultra Soft Philips Avent. O nosso escudo flexível acompanha as curvas das bochechas do bebé, deixando menos marcas e causando menos irritação para acalmar de forma mais confortável.

Especificações

Inclui

Escovilhão para biberões: 1 unid.
Bomba tira-leite manual: 1 unid.
Esterilizador para micro-ondas: 1 unid.
Chupetas Ultra Soft brancas, 0-6 m: 2 unidades

Tetinas 0 m+: 2 unidades
Tetinas 1 m+: 2 unidades
Biberões de 9 oz: 2 unidades
Biberões de 4 oz: 2 unidades

Funções

Almofada macia e adaptável: Estimulação suave
Portátil e leve: Utilização fácil em movimento



* Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália)

* Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011