

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Szájzuhany

Quad Stream technológia
Impulzushullámok vezetnek menet
közben



HX3826/33

A QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

A kezelt területeken található lepedék* 99,9%-át eltávolítja

Erőfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az egyedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig hatékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

Egyszerű és kényelmes

- Gyors, univerzális töltés USB-A kábellel
- Egyszerűen feltölthető 250 ml-es tartály
- Egyszerű technika
- Normál hegy célzott tisztításhoz

Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás

- 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
- Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért

PHILIPS
sonicare

Fénypontok

Quad Stream technológia



Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a vízáramot 4 vízugarba választja szét, amelyek több területet fednek le a fogak között és a fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a hagyományos fogselyemmel való bajlódás nélkül.

Pulse Wave technológia



Gyengéd vízugarimpulzus vezet a felhasználót fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódban – így minden alkalommal megfelelő módon végezheti a tisztítást.

2 üzemmód, 3 intenzitási szint



Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást biztosít a hatékony mindennapos tisztításhoz. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás

érdekében. Az állítható intenzitási szint biztosítja a kényelmet.

Teljes tisztítás 60 másodperc alatt




A nehezen elérhető területeket is megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, vagyis bármilyen irányban használhatja a készüléket. Alapos, 360 fokos tisztítás mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a végéig.

USB-A töltés




Az USB-A kábellel történő kényelmes töltéshez ugyanaz a csatlakozás szükséges, mint a legtöbb mobiltelefon vagy táblagép esetén. Akár 14 nap tisztítás egyetlen feltöltéssel.

250 ml-es tartály




A 250 ml-es tartály elegendő vizet képes tárolni az ajánlott 60 másodperces tisztításhoz. Az egyszerű újratöltéshez egyszerűen csavarja el és vegye le, vagy használja az oldalsó betöltőnyílást.

Egyszerű technika



A hatékonyabb fogköztisztításhoz egyszerűen csak irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és indul is a tisztítás. Irányítsa a hegyet a fogak közé és a fogíny vonalára, és hagyja, hogy a többi a készülék végezze el!

Normál hegy célzott tisztításhoz



A normál, egyetlen vízugarat kibocsátó hegy növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az ételmaradványok eltávolításához, amikor szükséges.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepatintható

Teljesítmény

- Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

Tartozékok

- Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1
- F1 Standard fej: 1

- F3 Quad Stream fej: 1
- Utazótáska: 1
- USB töltőkábel: 1
- USB fali adapter: 1

Módok

- Clean: Az alapos mindennapos tisztaságért
- Intenzitási szintek: 3
- Deep Clean: A fogközők mély tisztításáért

Egészségügyi előnyök

- Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található lepedék 99%-át eltávolítja*

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 6.6.1

EAN: 87 20689 01115 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban. Az egyedi eredmények eltérők lehetnek.