


Philips Sonicare kabelloser  
Power Flosser 3000  
Wasser-Flosser - weiß

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque  
Vollständige Reinigung in 60  
Sekunden  
2 Modi, 3 Intensitätsstufen  
Schnelles, universelles Aufladen  
mit USB-A



HX3826/31

## Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream- Technologie

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque\* an behandelten Stellen

Mühelose gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume, damit Sie es einfach richtig machen.

### Einfach und praktisch

- Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A auf Netzstecker
- Einfach zu befüllender 250-ml-Behälter
- Mühelose Technik
- Standardspitze für punktuelle Reinigung

### Schnellere, effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume

- 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen
- Vollständige Reinigung in 60 Sekunden
- Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn
- Quad Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume


**PHILIPS**  
sonicare

## Wasser-Flosser - weiß

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque Vollständige Reinigung in 60 Sekunden, 2 Modi, 3 Intensitätsstufen, Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A


# Besonderheiten

### Quad Stream-Technologie



Die einzigartige X-förmige Quad Stream-Spitze trennt den Fluss in 4 Wasserstrahlen, sodass mehrere Bereiche zwischen den Zähnen und entlang der Zahnfleischlinie erfasst werden. Erhalten Sie eine schnellere, tiefere Reinigung, ohne Zahnseide nutzen zu müssen.

### Pulse Wave-Technologie



Das Wasser pulsiert sanft und führt Sie im Deep Clean-Modus von Zahn zu Zahn – damit Sie jedes Mal richtig putzen.

### 2 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Wählen Sie die Reinigung, die zu Ihrem Lächeln passt. Der Clean-Modus sorgt für einen kontinuierlichen Fluss für eine effiziente, tägliche Reinigung. Der Deep Clean-Modus sorgt für eine gründlichere Reinigung. Die

anpassbare Intensitätsstufe sorgt für mehr Komfort.

### Vollständige Reinigung in 60 Sekunden



Erreichen Sie dank der 360-Grad-Drüse schwer zugängliche Bereiche, damit Sie das Gerät in jeder Stellung verwenden können. Erhalten eine gründliche Rundum-Reinigung in nur 60 Sekunden von Anfang bis Ende.

### Schnelles Aufladen mit USB-A auf Netzstecker



Bequemes Aufladen über den Netzstecker mit USB-A Anschluss. Mit einer einzigen Aufladung können Sie das Gerät bis zu 14 Tage verwenden.


HX3826/31

### 250 ml Behälter




Das Behältervolumen von 250 ml reicht für eine empfohlene Reinigung von 60 Sekunden. Einfach drehen und öffnen oder die seitliche Einfüllklappe zum einfachen Nachfüllen verwenden.

### Mühelese Technik



Einfach ausrichten, drücken und reinigen – für eine effiziente Reinigung der Zahnzwischenräume. Richten Sie die Spitze zwischen Ihre Zähne und entlang des Zahnfleischrands. Das Gerät macht die ganze Arbeit für Sie.

### Standardspitze für punktuelle Reinigung



Eine Standardspitze mit einem Strahl erhöht den Druck für die punktuelle Reinigung und entfernt Speisereste, wo Sie es benötigen.

## Wasser-Flosser - weiß

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque Vollständige Reinigung in 60 Sekunden, 2 Modi, 3 Intensitätsstufen, Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A

# Daten

HX3826/31

### Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

### Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Düsenaufsatz: Leichtes Auf- und Abstecken

### Leistung

- Pflege: Reinigt den ganzen Mund in 60 – 90 Sekunden

### Artikel enthalten

- F1 Standarddüse: 1
- F3 Quad°Stream-Düse: 1
- Reisetasche: 1

- USB-Ladekabel: 1
- USB-Wandladegerät: 1
- Kabelloser Sonicare Power Flosser: 1

### Programme

- Clean: Für die tägliche gründliche Reinigung
- Intensitätsstufen: 3 Stufen
- Deep Clean: Für eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume

### Power Flosser Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung

### Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß



Ausstellungsdatum  
2024-03-04

Version: 8.8.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.